

AKTIVLINE® BASIS

HMV-Nr.: im Anmeldeverfahren

Bestellung Kostenvoranschlag

Name des Bestellers

Firma

Kommission/Patientenname

Ihre Bestell-Nr.

Datum

Unterschrift/Firmenstempel

AKTIVLINE Dynamisches Versorgungssystem in standardisierter Ausführung aufgebaut auf Aluminium Untergestell MINY

- ▶ Sitz- und Rückeneinheit aus Aluminium mit physiologischen Drehpunkten im Becken und Kniebereich zur Ausführung der dynamischen Bewegungen
- ▶ Anatomische Grundpolsterung für Sitz- und Rückeneinheit
- ▶ Höhen- und breitenverstellbare Rumpfführungspelotten
- ▶ Sitzbreite, Sitztiefe, Rückenhöhe um jeweils ca. 5 cm einstellbar
- ▶ AFS-System (Abduktionskeil-Fußbank-System) in durchgehender Ausführung, komplett abklappbar
- ▶ Fußbrett hochschwenkbar
- ▶ Mit 12" / 16" / 22" / 24"-Bereifung inklusive Trommelbremsräder mit Steckachsen hinten
- ▶ Vorderräder 200x50
- ▶ Feststellbremsgriffe mit drei Rasten, höhen- und winkelverstellbarem Schiebegriff
- ▶ Kippschutzsystem 2 in 1 (Stützrolle und Ankipphilfe in einem) einschiebbar unter das Untergestell
- ▶ Sitzsystem vom Untergestell abnehmbar, Untergestell zum Transport faltbar
- ▶ Sitzhöhe gesamt einstellbar und Sitztiefe auf Untergestell einstellbar



Technische Daten

Räder	Größe 1 12"/16"	Größe 2 12"/16"	Größe 3 12"/16"	Größe 1 22"/24"	Größe 2 22"/24"	Größe 3 22"/24"
Rahmenbreite Untergestell	35 cm	40 cm	40 cm	35 cm	40 cm	40 cm
Gesamtgewicht	ca. 27 kg	ca. 28 kg	ca. 30 kg	ca. 27 kg	ca. 28 kg	ca. 30 kg
Sitzbreite	18 - 24 cm	24 - 30 cm	30 - 36 cm	18 - 24 cm	24 - 30 cm	30 - 36 cm
Sitztiefe	20 - 25 cm	27 - 32 cm	34 - 39 cm	20 - 25 cm	27 - 32 cm	34 - 39 cm
Rückenhöhe	33 - 38 cm	38 - 43 cm	43 - 48 cm	33 - 38 cm	38 - 43 cm	43 - 48 cm
Außenbreite Sitzzeinheit ohne Armlehne	28 - 34 cm	34 - 40 cm	40 - 46 cm	28 - 34 cm	34 - 40 cm	40 - 46 cm
Höhe Schiebegriff	90 - 105 cm	90 - 105 cm	90 - 105 cm	90 - 105 cm	90 - 105 cm	90 - 105 cm
Breite über alles (Radsturz)	55 (+ 5) cm	60 (+ 5) cm	60 (+ 5) cm	55 (+ 5) cm	60 (+ 5) cm	60 (+ 5) cm
Länge max.	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm bei 22"-Räder / 85 cm bei 24"-Räder		
max. Belastung	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Rahmenfarbe	Brillant Silber 08/G050					
Bezug Trevira CS (Schwarz)/Abstandsgewirke	Orange	Grün	Blau	Orange	Grün	Blau

Art.-Nr. 39800-1 39800-2 39800-3 39800-1 39800-2 39800-3

empfohlener Verkaufspreis* **9.868,90 €** **9.868,90 €** **9.980,40 €** **9.868,90 €** **9.868,90 €** **9.980,40 €**

Stück

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Ausstattung MINY

Aluminium Untergestell MINY:

- ▶ Aluminium-Grundrahmen in leicht abduzierter Ausführung
- ▶ Sitzkantelung über eine Gasdruckfeder um rd. 35°
- ▶ Verschiedene Radgrößen in Luftbereifung oder pannensicherer Bereifung
- ▶ Lenkräder in 200x50 oder 7" verfügbar

Antriebsräder

- 12"-Reifen 16"-Reifen 22"-Reifen 24"-Reifen
 Luftbereifung pannensichere Bereifung

Lenkräder

- 200 × 50 mm-Räder 7"-Räder
 Luftbereifung pannensichere Bereifung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
----------	---	----	---------	--------

Kopf



43046	Kopfstützenhalter ALULINE in fester Ausführung	ST	268,70 €	
43048	mit Aufnahmeplatte, inkl. 1x Universalhalter ALULINE		316,70 €	
	<input type="checkbox"/> mit einem Halteelement <input type="checkbox"/> mit zwei Halteelementen			
43049	Kopfstützenhalter ALULINE in seitlich verstellbarer Ausführung mit einem Halteelement und Aufnahmeplatte, inkl. 1x Universalhalter ALULINE	ST	370,20 €	
43010	Kopfstützenpolster Standard mit Bezug in Kunstleder schwarz	ST	141,60 €	
	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2			
43011	Kopfstützenpolster in Muschelform mit Bezug in Kunstleder schwarz	ST	141,60 €	
	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2			
43015	Kopfstützenbezug Stoff für Kopfstütze Standard- oder Muschelform zusätzlich zum Kunstleder-Bezug, leicht abnehmbar über Reißverschluss	ST	73,60 €	



Oberkörper

44301	LWS-Anstützung klettbar ohne Bezug unter die Polsterung	ST	95,90 €	
44110u	Brustgurt mit Umlenkrolle	ST	89,20 €	
	<input type="checkbox"/> in Kunstleder <input type="checkbox"/> in Neopren			
44114	Brustgurt einfache Ausführung (klettbar)	ST	137,20 €	
	<input type="checkbox"/> in Kunstleder <input type="checkbox"/> in Neopren			
	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3			
44115	Brustgurt mit Überschlaglasche	ST	155,00 €	
	<input type="checkbox"/> in Kunstleder <input type="checkbox"/> in Neopren			
	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3			

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl	
47130	Brustschulterpelotte Standard RV mit Steckverschluss 25 mm, festgenähten Gurten an den Schultern und Reißverschluss in der Mitte (inkl. Klappschnalle mit Befestigungslasche zur Montage an Sitzschalen)	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen ----- <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 214,10 € 189,60 € 281,00 €	<input type="text"/>
47131	Brustschulterpelotte VARIO mit Drehverschluss im Becken und Steckverschlüssen an den oberen Schultergurten (inkl. Klappschnalle mit Befestigungslasche zur Montage an Sitzschalen)	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen ----- <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 220,80 € 196,30 € 281,00 €	<input type="text"/>
47132	Brustschulterpelotte ABNEHMBAR mit abnehmbaren oberen Gurten mit Steckverschluss und Steckverschlüssen im Becken	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen ----- <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 214,10 € 196,30 € 281,00 €	<input type="text"/>
47133	Brustschulterpelotte Standard mit Steckverschluss 25 mm und festgenähten Gurten an den Schultern (inkl. Klappschnalle mit Befestigungslasche zur Montage an Sitzschalen)	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen ----- <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 209,60 € 161,70 € 267,60 €	<input type="text"/>



Obere Extremitäten

42025	Armauflagen ALULINE höhen- und winkelverstellbar inkl. Armpolster PUR (nur in Verbindung mit Adduktionsführungen)	PA	310,00 €	<input type="text"/>
42811	Therapietisch aus Acrylglas aufsteckbar in viereckiger Form mit aufgeschraubten Front- und Seitenleisten und Doppelsegmentausschnitt	ST	<input type="checkbox"/> Gr. 1	322,30 €
42812			<input type="checkbox"/> Gr. 2	334,50 €
42813			<input type="checkbox"/> Gr. 3	345,70 €
42814			<input type="checkbox"/> Gr. 4	352,40 €
42511	Therapietisch aus Buchenholz aufsteckbar in viereckiger Form mit aufgeschraubten Front- und Seitenleisten und Doppelsegmentausschnitt	ST	<input type="checkbox"/> Gr. 1	262,10 €
42512			<input type="checkbox"/> Gr. 2	262,10 €
42513			<input type="checkbox"/> Gr. 3	274,30 €
42514			<input type="checkbox"/> Gr. 4	274,30 €
42515	Abschwenkvorrichtung für Therapietisch	ST	142,70 €	<input type="text"/>
42517	Aufsteckmechanismus für Therapietisch zum Aufstecken mit zwei Haltern	ST	174,00 €	<input type="text"/>
42610	Tischplattenpolster	ST	107,00 €	<input type="text"/>
42611	Bezug für Tischplattenpolster in Kunstleder	ST	75,80 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
----------	---	----	---------	--------



Becken

44170u	Becken-Sicherheitsgurt mit Umlenkrolle	<input type="checkbox"/> in Kunstleder schwarz <input type="checkbox"/> in Neopren	ST	90,30 €	<input type="text"/>
44175-1	Becken-Sicherheitsgurt Gr. 1 mit Neopren-Polster und kleinem Kunststoff-Pressverschluss in 2-Punkt-Ausführung mit einem Zug		ST	179,50 €	<input type="text"/>
44175-2 44175-3	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster und großem Pressverschluss in 2-Punkt-Ausführung mit einem Zug	<input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	179,50 €	<input type="text"/>
44176-1	Becken-Sicherheitsgurt Gr. 1 mit Neopren-Polster und kleinem Kunststoff-Pressverschluss in 4-Punkt-Ausführung mit einem Zug		ST	190,70 €	<input type="text"/>
44176-2 44176-3	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster und großem Pressverschluss in 4-Punkt-Ausführung mit einem Zug	<input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	190,70 €	<input type="text"/>
44177	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 2-Punkt Ausführung mit zwei Zügen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	184,00 €	<input type="text"/>
44178	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 4-Punkt Ausführung mit zwei Zügen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	195,10 €	<input type="text"/>
44046 44047 44048 44049	PELVI-LOCK 3DS Beckenretraktionsgurt mit Schnalle und Zahnriemen für Sitzschalen mit flexibler Gurtbandbefestigung	<input type="checkbox"/> Gr. XS (SB=16-24 cm) <input type="checkbox"/> Gr. S (SB=20-32 cm) <input type="checkbox"/> Gr. M (SB=30-40 cm) <input type="checkbox"/> Gr. L (SB=36-46 cm)	ST	304,40 €	<input type="text"/>
44050 44051 44052 44053	PELVI-LOCK 3DA Beckenretraktionsgurt mit verdeckter Schnalle und Zahnriemen für hohe Zugkräfte für Sitzschalen mit starrer Kunststoffbandbefestigung	<input type="checkbox"/> Gr. XS (SB=16-24 cm) <input type="checkbox"/> Gr. S (SB=20-32 cm) <input type="checkbox"/> Gr. M (SB=30-40 cm) <input type="checkbox"/> Gr. L (SB=36-46 cm)	ST	299,34 €	<input type="text"/>
44054 44055 44056 44057	PELVI-LOCK 3DAS Beckenretraktionsgurt mit verdeckter Schnalle und Zahnriemen für hohe Zugkräfte für Sitzschalen mit flexibler Gurtbandbefestigung	<input type="checkbox"/> Gr. XS (SB=16-24 cm) <input type="checkbox"/> Gr. S (SB=20-32 cm) <input type="checkbox"/> Gr. M (SB=30-40 cm) <input type="checkbox"/> Gr. L (SB=36-46 cm)	ST	299,34 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
44061	PELVI-LOCK 3DB			
44062	Beckenretraktionsgurt mit roter Ratschenschlange			
44063	und Zahnriemen			
44064	für Sitzschalen mit starrer Kunststoffbandbefestigung	ST	304,40 €	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Gr. XS (SB=16-24 cm)		
		<input type="checkbox"/> Gr. S (SB=20-32 cm)		
		<input type="checkbox"/> Gr. M (SB=30-40 cm)		
		<input type="checkbox"/> Gr. L (SB=36-46 cm)		



Untere Extremitäten

46520	Fußbankpolster ohne Bezug	Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	75,80 €	<input type="text"/>
46521	Bezug in Kunstleder schwarz für Fußbankpolster		ST	53,50 €	<input type="text"/>
46410	Fußriemen aus Klett/Flausch mit Ristpolster		PA	35,70 €	<input type="text"/>
46412	Fußriemen mit Umlenkrolle und Ristpolster aus Klett/Flausch		PA	89,20 €	<input type="text"/>
46419	Fußriemen mit Rasterverstellung und Ristpolster		PA	113,70 €	<input type="text"/>
46420	Fußriemen mit Klappschnalle und Ristpolster		PA	113,70 €	<input type="text"/>
46210	Fußschalen aus Aluminium		PA	102,60 €	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Gr. 1			
		<input type="checkbox"/> Gr. 2			
		<input type="checkbox"/> Gr. 3			
46414	Fußgamaschen ohne Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung		PA	165,00 €	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Gr. 1			
		<input type="checkbox"/> Gr. 2			
		<input type="checkbox"/> Gr. 3			
46416	Fußgamaschen mit Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung		PA	197,40 €	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Gr. 1			
		<input type="checkbox"/> Gr. 2			
		<input type="checkbox"/> Gr. 3			

Summe


zzgl. gesetzl. MwSt.

Endsumme

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Notizen



Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

interco Group GmbH · Im Auel 50 · 53783 Eitorf · Germany · Tel. +49 2243 8807-0 · info@interco.gmbh · www.interco.gmbh

* **Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.** · Technische Änderungen vorbehalten · © interco Group GmbH, Eitorf 2021 · Stand 10/2021