

# AKTIVLINE<sup>®</sup> ECO

HMV-Nr.: im Anmeldeverfahren

**Bestellung**       **Kostenvoranschlag**

Name des Bestellers	Firma
Kommission/Patientenname	Ihre Bestell-Nr.
Datum	Unterschrift/Firmenstempel



## AKTIVLINE Dynamisches Sitz- und Rückensystem Grundkonfiguration:

aus Aluminium in standardisierter Ausführung mit integrierten physiologischen Drehpunkten im Becken- und Kniebereich inklusive:

- ▶ Beckenrückzugseinheit und Systemfixierung auf 90° Hüftwinkel
- ▶ anatomischer Anformung im Sitz mit integriertem Abduktionskeil mit Adduktionsführungen sowie einklettbaren Seitenpolster (2-lagig in 1 cm + 2 cm) zur Sitzbreitenregulierung
- ▶ anatomischer Polsterung im Rücken mit klettbarer (unter Bezug) LWS-Anstützung mit höhen- und breitenverstellbaren Rumpfführungspelotten sowie einklettbarem Rückenpolster in 2 cm Stärke zur Sitztiefenregulierung
- ▶ Stoffbezug: DOTS black;  
Rahmenfarbe: PERLDUNKELGRAU RAL 9023
- ▶ Sitztiefenregulierung um 5 cm über stufenlos einstellbare Sitzplatte (3 cm) und Einstellmöglichkeit der Rückeneinheit (2 cm) sowie Verstellung der Drehpunkte
- ▶ Vorbereitung für die Aufnahme von Armauflagen
- ▶ Vorbereitung für die Aufnahme von Kopfstützenhalterung und Fixierungshilfen
- ▶ inkl. Ankipphilfe und Stützrad
- ▶ Sitzsystemaufnahme auf Gleitschiene mit Rückzugseinheit und Gleitschiene im Rücken
- ▶ inkl. 4 Crash-getestete Transportösen für den Kfz Transport

## Technische Daten

	Gr. 1 SB 40	Gr. 2 SB 40	Gr. 3 SB 40	Gr. 4 SB 45
Rahmenbreite Untergestell	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm
Gesamtgewicht inkl. Kopfstütze u. Armlehnen	ca. 38 kg	ca. 40 kg	ca. 42 kg	ca. 44 kg
Sitzbreite	20 - 25 cm	25 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 40 cm
Sitztiefe	25 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 40 cm	40 - 45 cm
Rückenhöhe	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm
Gesamtbreite über alles inkl. Armlehnen	68 cm	68 cm	68 cm	73 cm
Gesamthöhe über alles incl. Kopfstütze	113 cm	118 cm	123 cm	128 cm
Höhe vom Boden bis zur Sitzeinheit	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Gesamtlänge inkl. Stützrollen	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm
max. Belastung	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg

<b>Inkl. durchgehendem Fußbanksystem</b>	Art.-Nr.	39997-1D	39997-2D	39997-3D	39997-4D
<b>empfohlener Verkaufspreis*</b>		<b>9.907,60 €</b>	<b>9.907,60 €</b>	<b>9.907,60 €</b>	<b>10.118,40 €</b>

Stück	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Inkl. geteiltem Fußbanksystem</b>	Art.-Nr.	39997-1G	39997-2G	39997-3G	39997-4G
<b>empfohlener Verkaufspreis*</b>		<b>10.223,80 €</b>	<b>10.223,80 €</b>	<b>10.223,80 €</b>	<b>10.434,60 €</b>

Stück	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29**

**Per Mail an: info@interco.gmbh**

## Grundkonfiguration

- Fußbanksystem**
- durchgehendes Fußbanksystem
  - geteiltes Fußbanksystem

- aufgebaut auf**
- ECO Sitzschalenfahrgestell**
  - 12"  16"  22"  24" Bereifung

Inklusive Trommelbremsräder mit Steckachsen hinten, Vorderräder 200 x 50, Feststellbremsgriffe mit drei Rasten, höhen- und winkelverstellbarer Schiebegriff, schwenkbare Stützrollen und Adapteraufnahme für Sitz- und Rückenaufnahme auf Gleitschienen


### Antriebsräder

- Luftbereifung
- pannensichere Bereifung

### Lenkräder

- Luftbereifung
- pannensichere Bereifung

Sie wünschen eine korrekte Voreinstellung auf Patientenmaße, dann geben Sie uns die Patientenmaße bekannt.



Patientenmaße wurden aufgenommen am: \_\_\_\_\_ von: \_\_\_\_\_

**Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29**

**Per Mail an: info@interco.gmbh**

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung   Artikelbeschreibung   Optionen	EH	Preis *	Anzahl
<b>Polsterung</b> 				
47011	Nässeschutz/Coating für die komplette Sitzschale	ST	287,74 €	<input type="text"/>
47012	Nässeschutz/Coating für die Sitzeinheit	ST	144,40 €	<input type="text"/>
<b>Bezüge</b> 				
39043-WF	Aufpreis für Stoffbezug in gewünschter Farbe/Ausführung	ST	310,93 €	<input type="text"/>
39043-Wst	Stoffbezug für AKTIVLINE ECO als Wechselbezug (Sitz, Rücken, Rumpfführungen, Abduktionskeil) in DOTS Black	SA	574,43 €	<input type="text"/>
39043-inko	Stoffbezug für AKTIVLINE ECO als Wechselbezug in DARTEX schwarz	SA	574,43 €	<input type="text"/>
<b>Kopf</b> 				
43046	Kopfstützenhalter ALULINE in fester Ausführung	ST	254,01 €	<input type="text"/>
43048	inkl. 1x Universalhalter und Aufnahmeplatte ALULINE		299,34 €	
43049	Kopfstützenhalter ALULINE in seitlich verstellbarer Ausführung mit einem Halteelement und Aufnahmeplatte, inkl. 1x Universalhalter ALULINE	ST	349,93 €	<input type="text"/>
43050	Kopfstützenhalter ALULINE mit Tiefeneinstellmöglichkeit	ST	310,93 €	<input type="text"/>
43010	Kopfstützenpolster Standard mit Bezug in Kunstleder schwarz	ST	133,86 €	<input type="text"/>
43011	Kopfstützenpolster Muschelform mit Bezug in Kunstleder schwarz	ST	133,86 €	<input type="text"/>
43015	Kopfstützenbezug Stoff für Kopfstütze Standard- oder Muschelform zusätzlich zum Kunstleder-Bezug, leicht abnehmbar über Reißverschluss in DOTS Black	ST	69,56 €	<input type="text"/>
39063-eco	Rückenverlängerung aufsteckbar inkl. Bezug in DOTS black in 8 cm Höhe	ST	358,36 €	<input type="text"/>
<b>Oberkörper</b> 				
44220	Abschwenkvorrichtung für Rumpfführungspelotte in ALULINE-Ausführung	ST	208,69 €	<input type="text"/>
44215	Rumpfführungspelotte in steckbarer Ausführung in ALULINE-Ausführung	ST	285,00 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung   Artikelbeschreibung   Optionen	EH	Preis *	Anzahl		
47131	<b>Brustschulterpelotte VARIO</b> mit Drehverschluss im Becken und Steckverschlüssen an den oberen Schultergurten (inkl. Klappschnalle mit Befestigungsflasche zur Montage an Sitzschalen)	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen ..... <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 208,69 € 185,50 € 265,61 €	<input type="text"/>	
47132	<b>Brustschulterpelotte ABNEHMBAR</b> mit abnehmbaren oberen Gurten mit Steckverschluss und Steckverschlüssen im Becken	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen ..... <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 202,37 € 179,18 € 265,61 €	<input type="text"/>	
47133	<b>Brustschulterpelotte Standard</b> mit Steckverschluss 25 mm und festgenähten Gurten an den Schultern (inkl. Klappschnalle mit Befestigungsflasche zur Montage an Sitzschalen)	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen ..... <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 198,15 € 152,83 € 252,96 €	<input type="text"/>	
47200	<b>Gurtführungsbleche (inkl. Klappschnalle zur Aufnahme der Gurte)</b> zur Montage an Schalenrändern, zwecks Führung der oberen Schultergurte und Möglichkeit der stufenlosen Höheneinstellung			SA	62,19 €	<input type="text"/>



## Obere Extremitäten

42025	<b>Armauflagen ALULINE höhen- und winkelverstellbar inkl. Armpolster PUR 235 mm</b> (nur in Verbindung mit Adduktionsführungen)			PA	293,01 €	<input type="text"/>
42030-St	<b>Armauflagen ALULINE höhen- und winkelverstellbar inkl. Armpolster flach</b> inkl. Bezug in Kunstleder schwarz, Länge = 30 cm, Breite = 10 cm			PA	280,50 €	<input type="text"/>
42811	<b>Therapietisch aus Acrylglas aufsteckbar</b> in viereckiger Form mit aufgeschraubten Front- und Seitenleisten und Doppelsegmentausschnitt	<input type="checkbox"/> Gr. 1		ST	304,61 €	<input type="text"/>
42812		<input type="checkbox"/> Gr. 2			316,20 €	
42813		<input type="checkbox"/> Gr. 3			326,74 €	
42814		<input type="checkbox"/> Gr. 4			333,06 €	
42511	<b>Therapietisch aus Buchenholz aufsteckbar</b> in viereckiger Form mit aufgeschraubten Front- und Seitenleisten und Doppelsegmentausschnitt	<input type="checkbox"/> Gr. 1		ST	247,69 €	<input type="text"/>
42512		<input type="checkbox"/> Gr. 2			247,69 €	
42513		<input type="checkbox"/> Gr. 3			259,28 €	
42514		<input type="checkbox"/> Gr. 4			259,28 €	
42541	<b>Therapietisch aus Neopolen</b> in halbrunder Ausführung, klettbar, mit zusätzlichem Befestigungsgurt, mit Bezug in Kunstleder	<input type="checkbox"/> Gr. 1		ST	338,33 €	<input type="text"/>
42542		<input type="checkbox"/> Gr. 2				
42543		<input type="checkbox"/> Gr. 3				
42544		<input type="checkbox"/> Gr. 4				
42515	<b>Abschwenkvorrichtung für Therapietisch</b>			ST	134,91 €	<input type="text"/>
42517	<b>Aufsteckmechanismus für Therapietisch zum Aufstecken mit zwei Haltern</b>			SA	164,42 €	<input type="text"/>
42610-eco	<b>Tischplattenpolster inkl. Bezug in Kunstleder schwarz</b>			SA	172,85 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung   Artikelbeschreibung   Optionen	EH	Preis *	Anzahl
----------	---	----	---------	--------



## Becken

44010-eco	Abduktionskeil inkl. Bezug in DOTS black verstellbar und aufsteckbar (nur bei durchgehender Fußbank) in Standardmaßen	SA	207,65 €	<input type="text"/>
44175-1	Becken-Sicherheitsgurt Gr. 1 mit Neopren-Polster und kleinem Kunststoff-Pressverschluss in 2-Punkt-Ausführung mit einem Zug	ST	169,69 €	<input type="text"/>
44175-2 44175-3	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster und großem Pressverschluss in 2-Punkt-Ausführung mit einem Zug	<input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 ST	169,69 €	<input type="text"/>
44176-1	Becken-Sicherheitsgurt Gr. 1 mit Neopren-Polster und kleinem Kunststoff-Pressverschluss in 4-Punkt-Ausführung mit einem Zug	ST	180,23 €	<input type="text"/>
44176-2 44176-3	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster und großem Pressverschluss in 4-Punkt-Ausführung mit einem Zug	<input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 ST	180,23 €	<input type="text"/>
44177	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 2-Punkt Ausführung mit zwei Zügen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 ST	173,91 €	<input type="text"/>
44178	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 4-Punkt Ausführung mit zwei Zügen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 ST	184,45 €	<input type="text"/>
44046 44047 44048 44049	PELVI-LOCK 3DS Beckenretraktionsgurt mit Schnalle und Zahnriemen für Sitzschalen mit flexibler Gurtbandbefestigung	<input type="checkbox"/> Gr. XS (SB=16-24 cm) <input type="checkbox"/> Gr. S (SB=20-32 cm) <input type="checkbox"/> Gr. M (SB=30-40 cm) <input type="checkbox"/> Gr. L (SB=36-46 cm) ST	287,74 €	<input type="text"/>



## Untere Extremitäten

39035-D_K	Option Feststellung der AKTIVLINE Fußbankmechanik (für durchgehendes Fußbanksystem)	SA	505,92 €	<input type="text"/>
39035-G_K	Option Feststellung der AKTIVLINE Fußbankmechanik (für geteiltes Fußbanksystem)	SA	737,80 €	<input type="text"/>
46030-eco	Wadenplatte in durchgehender Ausführung (in Standardmaßen 10 cm Höhe) inkl. Bezug in Kunstleder schwarz	ST	218,18 €	<input type="text"/>
46120-eco	Wadenplatte in Einzel-Ausführung (in Standardmaßen 10 cm Höhe) inkl. Bezug in Kunstleder schwarz	PA	258,23 €	<input type="text"/>
46551	Fersenkante für durchgehende Fußbank (in Standardmaßen 10 cm Höhe)	ST	69,56 €	<input type="text"/>
46552	Fersenkanten für geteilte Fußbänke (in Standardmaßen 10 cm Höhe)	PA	139,12 €	<input type="text"/>
46510	Fersenkantenpolster inkl. Bezug in Kunstleder schwarz in 1 cm Stärke	ST	91,73 €	<input type="text"/>
46520	Fußbankpolster inkl. Bezug in Kunstleder schwarz in 2 cm Stärke	ST	122,26 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung   Artikelbeschreibung   Optionen	EH	Preis *	Anzahl
46210	Fußschalen aus Aluminium <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	96,97 €	<input type="text"/>
46414	Fußgamaschen ohne Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	155,99 €	<input type="text"/>
46416	Fußgamaschen mit Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	186,56 €	<input type="text"/>

### Optionen Untergestell

39053-eco	Radschützer für <input type="checkbox"/> 22"-Räder <input type="checkbox"/> 24"-Räder	PA	284,58 €	<input type="text"/>
39054	Speichenschützer transparent für <input type="checkbox"/> 22"-Räder <input type="checkbox"/> 24"-Räder	PA	161,26 €	<input type="text"/>
39059-eco	Kniehebelbremse (ECO) <input type="checkbox"/> mit Bremshebelverlängerung <input type="checkbox"/> ohne Bremshebelverlängerung	PA	310,93 €	<input type="text"/>

### Sonderausstattung

So

39210	Aufpreis für Lackierung in gewünschter Farbe (bitte Nummer gemäß RAL-Karte angeben)	ST	480,50 €	<input type="text"/>
-------	---	----	----------	----------------------

Summe

zzgl. gesetzl. MwSt.

Endsumme

### Notizen

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh