

# MAGICLIGHT<sup>®</sup> REDESIGN

HMV-Nr.: 26.11.04.0011 · Zollltarif-Nr.: 90211010

**Bestellung**       **Kostenvoranschlag**

Name des Bestellers	Firma
Kommission/Patientenname	Ihre Bestell-Nr.
Datum	Unterschrift/Firmenstempel

## MAGICLIGHT<sup>®</sup> REDESIGN – vielseitiges, dynamisches Sitzsystem

- ▶ mit integrierter, einstellbarer Abduktion und Windschlag
- ▶ dynamische Rückenlehne stufenlos einstellbar und feststellbar
- ▶ stufenlos einstellbarer Rückenverlängerung
- ▶ stufenlos einstellbarer Sitztiefenverlängerung
- ▶ stufenlos einstellbare Sitzbreitenverstellung
- ▶ anatomische Sitzmulde
- ▶ höhen- und breitenverstellbare Rumpfführungen
- ▶ Trapezadapter für interco-Untergestelle
- ▶ Stoffbezug für alle Polsterteile in verschiedenen Farben und Schriftzug Magiclight



## Technische Daten

	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Maximale Belastung	20 kg	25 kg	35 kg
Max. Gesamtbreite außen (ohne Armlehnen)	28 - 35 cm	35 - 42 cm	42 - 49 cm
Abduktionswinkel	-10° bis + 20°	-10° bis + 20°	-10° bis + 20°
Gesamthöhe außen inkl. Trapezadapter	41 - 48 cm	48 - 55 cm	55 - 62 cm
Rückenwinkelverstellung	-10° bis + 30°	-10° bis + 30°	-10° bis + 30°
Sitzbreite	20 - 27 cm	27 - 34 cm	34 - 41 cm
Sitztiefe	20 - 27 cm	27 - 34 cm	34 - 41 cm
Rückenhöhe	30 - 37 cm	37 - 44 cm	44 - 51 cm
Höhe Rumpfführungen ab Sitzpolster	23 - 28 cm	30 - 35 cm	37 - 42 cm
Breite zwischen Rumpfführungen	12 - 19 cm	19 - 26 cm	26 - 33 cm

Art.-Nr.	37101_NE	37102_NE	37103_NE
<b>empfohlener Verkaufspreis *</b>	<b>2.174,50 €</b>	<b>2.196,80 €</b>	<b>2.219,10 €</b>
Stück	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

## Stoffbezug

Außen ist der Stoffbezug der Magiclight standardmäßig in UNI Black; für den Innenbereich wählen Sie bitte aus den folgenden Optionen.

### Stoffbezug Innen

<input type="checkbox"/> DOTS Red	HW10907-12	<input type="checkbox"/> UNI Red	HW10907-22	<input type="checkbox"/> UNI Grey	HW10907-27
<input type="checkbox"/> DOTS Blue	HW10907-13	<input type="checkbox"/> UNI Blue	HW10907-24	<input type="checkbox"/> UNI Black	HW10907-21
<input type="checkbox"/> DOTS Green	HW10907-15	<input type="checkbox"/> UNI Green	HW10907-26	<input type="checkbox"/> Mesh Material Black	HW10907-98S
<input type="checkbox"/> DOTS Black	HW10907-18	<input type="checkbox"/> UNI Purple	HW10907-23	<input type="checkbox"/> Oxidon Noir	HW10907-94

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung   Artikelbeschreibung   Optionen	EH	Preis *	Anzahl
----------	---	----	---------	--------

## Bezüge



37205-1_NE	<b>Wechselbezug komplett für MAGICLIGHT NE</b>	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
37205-2_NE	Sitz- und Rückenbezug in verschiedenen Ausführungen,	<input type="checkbox"/> Gr. 2	SA	<b>286,60 €</b>	<input type="text"/>
37205-3_NE	Seitenteile in verschiedenen Farben	<input type="checkbox"/> Gr. 3			
47011	<b>Nässeschutz/Coating für die komplette Sitzschale</b>		ST	<b>304,40 €</b>	<input type="text"/>
47012	<b>Nässeschutz/Coating für die Sitzeinheit inklusive Adduktionsführungen</b>		ST	<b>152,80 €</b>	<input type="text"/>



## Kopf

37250_NE	<b>Kopfstützenhalter ALULINE für MAGICLIGHT NE Gr. 1-3</b> in fester Ausführung und mit einem Halteelement inklusive Universalhalter		ST	<b>268,70 €</b>	<input type="text"/>
37251_NE	<b>Kopfstützenhalter ALULINE für MAGICLIGHT NE Gr. 1-3</b> mit Tiefeneinstellung inklusive Universalhalter		ST	<b>328,00 €</b>	<input type="text"/>
37260_NE	<b>Kopfstützenpolster Standard</b> mit abnehmbarem Stoffbezug wie Seitenteile MAGICLIGHT NE oder in schwarzem Kunstlederbezug	<input type="checkbox"/> Gr. 0			
37262_NE		<input type="checkbox"/> Gr. 1	ST	<b>141,60 €</b>	<input type="text"/>
37264_NE		<input type="checkbox"/> Gr. 2			
37261_NE	<b>Kopfstützenpolster Muschelform</b> mit abnehmbarem Stoffbezug wie Seitenteile MAGICLIGHT NE oder in schwarzem Kunstlederbezug	<input type="checkbox"/> Gr. 0			
37263_NE		<input type="checkbox"/> Gr. 1	ST	<b>141,60 €</b>	<input type="text"/>
37265_NE		<input type="checkbox"/> Gr. 2			



## Oberkörper

37211_NE	<b>Brustschulterpelotte in Neopren-Ausführung für Jungen oder Mädchen</b> inkl. Befestigungsmaterialien und Gurtführungsbleche	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
37212_NE		<input type="checkbox"/> Gr. 2	ST	<b>320,00 €</b>	<input type="text"/>
37213_NE		<input type="checkbox"/> Gr. 3			



## Obere Extremitäten

37245-1_NE	<b>Oberarmbegrenzungen</b>	<input type="checkbox"/> Gr. 1 für MAGICLIGHT NE Gr. 1			
37245-2_NE	inklusive Montagmaterial zur Nachrüstung	<input type="checkbox"/> Gr. 2 für MAGICLIGHT NE Gr. 2	PA	<b>267,60 €</b>	<input type="text"/>
37245-3_NE	inklusive Bezug	<input type="checkbox"/> Gr. 3 für MAGICLIGHT NE Gr. 3			

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung   Artikelbeschreibung   Optionen	EH	Preis *	Anzahl
37270-1_NE	<b>Armauflagen ALULINE</b>			
37270-2_NE	höhen- und winkelverstellbar inklusive Universal-	PA	312,10 €	<input type="text"/>
37270-3_NE	halter und Distanzplatte mit aufklettbarem Polster			
37380-1_NE	<b>Therapietisch aus Acryl</b>			
37380-2_NE	mit einstellbarer Halterung	ST	338,60 €	<input type="text"/>
37380-3_NE				
37390-1_NE	<b>Therapietischpolster</b>			
37390-2_NE	inklusive Bezug	ST	179,90 €	<input type="text"/>
37390-3_NE				
37240-1_NE	<b>Rumpfführungspelotten</b>			
37240-2_NE	abklappbar inklusive Polster und Bezug	PA	312,10 €	<input type="text"/>
37240-3_NE				
37241-1_NE	<b>Rumpfführungspelotten</b>			
37241-2_NE	steckbar inklusive Polster und Bezug	PA	312,10 €	<input type="text"/>
37241-3_NE				



## Becken

62540	<b>Abduktionskeil verstellbar und steckbar</b>	inklusive Bezug	ST	238,10 €	<input type="text"/>
62541	<b>Bezug für Abduktionskeil verstellbar und steckbar</b>			49,70 €	<input type="text"/>
37220-1_NE	<b>Becken-Sicherheitsgurt in 2-Punkt-Ausführung mit 2 Zügen</b>	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
37220-2_NE	und Gurtband 25 mm in Neoprenausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 2	ST	190,40 €	<input type="text"/>
37220-3_NE		<input type="checkbox"/> Gr. 3			
37221-1_NE	<b>Becken-Sicherheitsgurt in 4-Punkt-Ausführung mit 2 Zügen</b>	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
37221-2_NE	und Gurtband 25 mm in Neoprenausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 2	ST	190,40 €	<input type="text"/>
37221-3_NE		<input type="checkbox"/> Gr. 3			
37222-1_NE	<b>Becken-Sicherheitsgurt in 2-Punkt-Ausführung mit 2 Zügen</b>	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
37222-2_NE	mit Magnetverschluss	<input type="checkbox"/> Gr. 2	ST	211,60 €	<input type="text"/>
37222-3_NE		<input type="checkbox"/> Gr. 3			
37223-1_NE	<b>Becken-Sicherheitsgurt in 4-Punkt-Ausführung mit 2 Zügen</b>	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
37223-2_NE	mit Magnetverschluss	<input type="checkbox"/> Gr. 2	ST	211,60 €	<input type="text"/>
37223-3_NE		<input type="checkbox"/> Gr. 3			



## Untere Extremitäten

37310-1_NE	<b>Fußbanksystem in geteilter Ausführung</b>	<input type="checkbox"/> Gr. 1 für MAGICLIGHT NE Gr. 1			
37310-2_NE	zur Montage an den Adduktionsführungen	<input type="checkbox"/> Gr. 2 für MAGICLIGHT NE Gr. 2	ST	396,80 €	<input type="text"/>
37310-3_NE	Fußplatten in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie	<input type="checkbox"/> Gr. 3 für MAGICLIGHT NE Gr. 3			
37150	<b>Fußbankpolster inkl. Bezug in Kunstleder schwarz</b>		PA	132,30 €	<input type="text"/>
46552	<b>Fersenkante für geteilte Fußbank inkl. Polster und Bezug</b>		PA	116,40 €	<input type="text"/>
37120	<b>Wadenplatte in Einzel-Ausführung inkl. Bezug in Kunstleder schwarz</b>		PA	208,40 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung   Artikelbeschreibung   Optionen	EH	Preis *	Anzahl
46414-1	Fußgamaschen in Neopren-Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 1	PA	165,00 €
46414-2		<input type="checkbox"/> Gr. 2		
46414-3		<input type="checkbox"/> Gr. 3		
46416-1	Fußgamaschen mit Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 1	PA	197,40 €
46416-2		<input type="checkbox"/> Gr. 2		
46416-3		<input type="checkbox"/> Gr. 3		

So

### Sonderausstattung

39050	KUSCHLY Schlupfsack individuell gefertigt für unterschiedliche Sitzschalen	ST	556,50 €	<input type="text"/>
39050i	KUSCHLY Innensack aus Echtfell für KUSCHLY Schlupfsack Individuell	ST	390,30 €	<input type="text"/>

Summe

zzgl. gesetzl. MwSt.

Endsumme

### Notizen

<div style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <!-- Grid area for notes --> </div>	
--	--

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh