

MAGICLINE®

HMV-Nr.: 26.11.04.0005

Bestellung **Kostenvoranschlag**

Name des Bestellers

Firma

Kommission/Patientenname

Ihre Bestell-Nr.

Datum

Unterschrift/Firmenstempel

MAGICLINE modulares, mitwachsendes Sitzsystem

- ▶ bestehend aus einer Sitz- und Rückeneinheit aus Aluminium in Perldunkelgrau
- ▶ mit physiologischen Drehpunkten im Beckenbereich
- ▶ inklusive stufenloser Sitztiefen- und Sitzbreitenregulierung über Langlöcher
- ▶ variabel einstellbarer Rückenlehne
- ▶ Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder
- ▶ höhen- und breitenverstellbaren Rumpfführungspelotten
- ▶ Trapezadapter für interco-Untergestelle
- ▶ Bezug aus hochwertigem Polyesterstoff
- ▶ Außenschale: RAL 9023 PERLDUNKELGRAU; Stoffbezug: DOTS BLACK



Technische Daten

	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Gewicht ohne Patient	ca. 8 kg	ca. 9 kg	ca. 10 kg	ca. 11 kg
Max. Belastung	25 kg	35 kg	45 kg	50 kg
Max. Körpergröße	120 cm	135 cm	150 cm	165 cm
Gesamtbreite außen	30-35 cm	35-40 cm	40-45 cm	45-50 cm
Gesamttiefe außen	42 cm	47 cm	52 cm	57 cm
Gesamthöhe außen	44-50 cm	48-55 cm	53-60 cm	58-65 cm
Rückenwinkelverstellung	-5° - 30°	-5° - 30°	-5° - 30°	-5° - 30°
Sitzbreite	20-25 cm	25-30 cm	30-35 cm	35-40 cm
Sitztiefe	20-25 cm	25-30 cm	30-35 cm	35-40 cm
Rückenhöhe	34-40 cm	39-46 cm	44-51 cm	49-56 cm

Art.-Nr.	38001	38002	38003	38004
empfohlener Verkaufspreis*	2.665,20 €	2.720,90 €	2.776,70 €	2.832,50 €
Stück	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
----------	---	----	---------	--------

Polsterung



38407	Rückenverlängerung für MAGICLINE Gr. 1 inklusive Bezug für eine Rückenhöhe von 41 - 46 cm	SA	500,70 €	<input type="text"/>
38408	Rückenverlängerung für MAGICLINE Gr. 2 inklusive Bezug für eine Rückenhöhe von 46 - 51 cm	SA	500,70 €	<input type="text"/>
38409	Rückenverlängerung für MAGICLINE Gr. 3 inklusive Bezug für eine Rückenhöhe von 51 - 56 cm	SA	500,70 €	<input type="text"/>
38410	Rückenverlängerung für MAGICLINE Gr. 4 inklusive Bezug für eine Rückenhöhe von 56 - 61 cm	SA	500,70 €	<input type="text"/>
38401	Sitztiefenverlängerung für MAGICLINE Gr. 1 inklusive Bezug für eine Sitztiefe von 25-30 cm	ST	479,50 €	<input type="text"/>
38402	Sitztiefenverlängerung für MAGICLINE Gr. 2 inklusive Bezug für eine Sitztiefe von 30-35 cm	ST	479,50 €	<input type="text"/>
38403	Sitztiefenverlängerung für MAGICLINE Gr. 3 inklusive Bezug für eine Sitztiefe von 35-40 cm	ST	479,50 €	<input type="text"/>
38404	Sitztiefenverlängerung für MAGICLINE Gr. 4 inklusive Bezug für eine Sitztiefe von 40-45 cm	ST	479,50 €	<input type="text"/>
38404		<input type="checkbox"/> Gr. 1		
38405	Untere Seitenpolster in verlängerter Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 2		
38406	in Verbindung mit einer Sitztiefenverlängerung, inklusive Bezug	<input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	515,20 €
38407		<input type="checkbox"/> Gr. 4		
38158	Klettbares Rückenkissen (Größe wie Größe MAGICLINE) inkl. Bezug zur Sitztiefenregulierung	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	ST	172,80 €

Bezüge



38151	Stoffbezug komplett zur Nachrüstung oder als Wechselbezug	<input type="checkbox"/> Gr. 1		
38152	(Größe wie Größe MAGICLINE) inklusive Sitz-Rückenbezug, Bezüge für	<input type="checkbox"/> Gr. 2		
38153	Seitenteile und Rumpfführungspelotten in den jeweiligen Grundausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 3	SA	310,00 €
38154	Stoffauswahl gem. Stoffkollektion	<input type="checkbox"/> Gr. 4		

Kopf



38101	Kopfstützenhalter ALULINE in fester Ausführung	<input type="checkbox"/> mit einem Halteelement	ST	268,70 €
38102	mit Aufnahmeplatte, inklusive 1 x Universalhalter ALULINE	<input type="checkbox"/> mit zwei Halteelementen		316,70 €
38103	Kopfstützenhalter ALULINE in seitlich verstellbarer Ausführung	<input type="checkbox"/> mit einem Halteelement	ST	370,20 €
38104	mit Aufnahmeplatte inklusive 1 x Universalhalter ALULINE	<input type="checkbox"/> mit zwei Halteelementen		418,20 €

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
38106	Kopfstützenhalter ALULINE in fester Ausführung mit Kugelkopf für Kopfstützen aus PU mit Kugelkopfaufnahme inklusive 1 x Universalhalter ALULINE		294,40 €	<input type="text"/>
38107				
38171	Kopfstützenpolster Standard; Farbe: Kunstleder schwarz für MAGICLINE Gr. 1-4 inklusive Stoffbezug	ST	209,60 €	<input type="text"/>
38172				
38173	Kopfstützenpolster Muschelform; Farbe: Kunstleder schwarz für MAGICLINE Gr. 1-4 inklusive Stoffbezug	ST	209,60 €	<input type="text"/>
38174				



Oberkörper

38121	LWS-Anstützung klettbar unter den Bezug	ST	89,20 €	<input type="text"/>
38122				
38123				
38124				
38131	Rumpfführungspelotten Gr. 1 für MAGICLINE mit Halter ALULINE inkl. Abschwenkvorrichtung in Stoff bezogen; MAßE: T = 28 mm; H = 100 mm; B = 100 mm (auch als Nachrüstsatz inkl. Montagematerial)	PA	327,90 €	<input type="text"/>
38132	Rumpfführungspelotten Gr. 2 für MAGICLINE mit Halter ALULINE inkl. Abschwenkvorrichtung in Stoff bezogen; MAßE: T = 28 mm; H = 120 mm; B = 120 mm (auch als Nachrüstsatz inkl. Montagematerial)	PA	327,90 €	<input type="text"/>
38133	Rumpfführungspelotten Gr. 3 für MAGICLINE mit Halter ALULINE inkl. Abschwenkvorrichtung in Stoff bezogen; MAßE: T = 28 mm; H = 140 mm; B = 140 mm (auch als Nachrüstsatz inkl. Montagematerial)	PA	327,90 €	<input type="text"/>
38134	Rumpfführungspelotten Gr. 4 für MAGICLINE mit Halter ALULINE inkl. Abschwenkvorrichtung in Stoff bezogen; MAßE: T = 28 mm; H = 160 mm; B = 160 mm (auch als Nachrüstsatz inkl. Montagematerial)	PA	327,90 €	<input type="text"/>
38160	Halterung für OFF-SET-Ausführung der Rumpfführungspelotten	PA	51,30 €	<input type="text"/>
38161	Halterung für OFF-SET-Ausführung der Rumpfführungspelotten inklusive Abschwenkvorrichtung	PA	220,80 €	<input type="text"/>
44110u	Brustgurt mit Umlenkrolle	ST	89,20 €	<input type="text"/>
44114	Brustgurt einfache Ausführung (klettbar)	ST	137,20 €	<input type="text"/>
44115	Brustgurt mit Überschlaglasche	ST	155,00 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl		
47130	Brustschulterpelotte Standard RV mit Steckverschluss 25 mm, festgenähten Gurten an den Schultern und Reißverschluss in der Mitte (inkl. Klappschnalle mit Befestigungslasche zur Montage an Sitzschalen)	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen ----- <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 214,10 € 189,60 € 281,00 €	<input type="text"/>	
47131	Brustschulterpelotte VARIO mit Drehverschluss im Becken und Steckverschlüssen an den oberen Schultergurten (inkl. Klappschnalle mit Befestigungslasche zur Montage an Sitzschalen)	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen ----- <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 220,80 € 196,30 € 281,00 €	<input type="text"/>	
47132	Brustschulterpelotte ABNEHMBAR mit abnehmbaren oberen Gurten mit Steckverschluss und Steckverschlüssen im Becken	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen ----- <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 214,10 € 196,30 € 281,00 €	<input type="text"/>	
47133	Brustschulterpelotte Standard mit Steckverschluss 25 mm und festgenähten Gurten an den Schultern (inkl. Klappschnalle mit Befestigungslasche zur Montage an Sitzschalen)	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen ----- <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 209,60 € 161,70 € 267,60 €	<input type="text"/>	
47200	Gurtführungsbleche (inkl. Klappschnalle zur Aufnahme der Gurte) zur Montage an Schalenrändern, zwecks Führung der oberen Schultergurte und Möglichkeit der stufenlosen Höheneinstellung			SA	65,80 €	<input type="text"/>



Obere Extremitäten

42025	Armauflagen ALULINE höhen- und winkelverstellbar inkl. Unihalter und Armpolster PUR 235 mm			PA	310,00 €	<input type="text"/>
42010	Armauflagen höhenverstellbar (Vierkant 15x15 mm) inkl. Armpolster PUR 235 mm			PA	167,30 €	<input type="text"/>
42020	Armauflagen höhen- und winkelverstellbar (Vierkant 15x15 mm) inkl. Armpolster PUR 235 mm			PA	250,90 €	<input type="text"/>
38191			für MAGICLINE			
38192	Therapietisch aus Acrylglas		<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	ST	322,30 €	<input type="text"/>
38193	in viereckiger Form mit aufgekanteten Front- und Seitenleisten					
38194						

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
38194 38195 38196 38196	Therapietisch aus Buchenholz in viereckiger Form mit aufgekanteten Front- und Seitenleisten	für MAGICLINE <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	ST 282,10 €	<input type="text"/>
38197	Aufsteckmechanismus für Therapietisch zum Aufstecken mit zwei Haltern	ST	174,00 €	<input type="text"/>
38198	Abschwenkvorrichtung für Therapietisch	ST	174,00 €	<input type="text"/>



Becken

38111	Abduktionskeil Größe 1 für MAGICLINE mit Halterung steckbar und Keil in Stoff bezogen; MAßE: T = 140 mm; H = 80 mm; B = 80 mm komplett auch als Nachrüstsatz inklusive Montagematerial	ST	250,90 €	<input type="text"/>
38112	Abduktionskeil Größe 2 für MAGICLINE mit Halterung steckbar und Keil in Stoff bezogen; MAßE: T = 160 mm; H = 90 mm; B = 90 mm komplett auch als Nachrüstsatz inklusive Montagematerial	ST	250,90 €	<input type="text"/>
38113	Abduktionskeil Größe 3 für MAGICLINE mit Halterung steckbar und Keil in Stoff bezogen; MAßE: T = 190 mm; H = 110 mm; B = 110 mm komplett auch als Nachrüstsatz inklusive Montagematerial	ST	250,90 €	<input type="text"/>
38114	Abduktionskeil Größe 4 für MAGICLINE mit Halterung steckbar und Keil in Stoff bezogen; MAßE: T = 210 mm; H = 120 mm; B = 120 mm komplett auch als Nachrüstsatz inklusive Montagematerial	ST	250,90 €	<input type="text"/>
38114	Abduktionskeil Größe 1 für MAGICLINE mit Halterung abklappbar und Keil in Stoff bezogen; MAßE: T = 100 mm; H = 80 mm; B = 80 mm komplett auch als Nachrüstsatz inklusive Montagematerial	ST	303,30 €	<input type="text"/>
38115	Abduktionskeil Größe 2 für MAGICLINE mit Halterung abklappbar und Keil in Stoff bezogen; MAßE: T = 160 mm; H = 90 mm; B = 90 mm komplett auch als Nachrüstsatz inklusive Montagematerial	ST	303,30 €	<input type="text"/>
38116	Abduktionskeil Größe 3 für MAGICLINE mit Halterung abklappbar und Keil in Stoff bezogen; MAßE: T = 190 mm; H = 110 mm; B = 110 mm komplett auch als Nachrüstsatz inklusive Montagematerial	ST	303,00 €	<input type="text"/>
38117	Abduktionskeil Größe 4 für MAGICLINE mit Halterung abklappbar und Keil in Stoff bezogen; MAßE: T = 210 mm; H = 120 mm; B = 120 mm komplett auch als Nachrüstsatz inklusive Montagematerial	ST	303,00 €	<input type="text"/>
44175-1	Becken-Sicherheitsgurt Gr. 1 mit Neopren-Polster und kleinem Kunststoff-Pressverschluss in 2-Punkt-Ausführung mit einem Zug	ST	179,50 €	<input type="text"/>
44175-2 44175-3	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster und großem Pressverschluss in 2-Punkt-Ausführung mit einem Zug	<input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 179,50 €	<input type="text"/>
44176-1	Becken-Sicherheitsgurt Gr. 1 mit Neopren-Polster und kleinem Kunststoff-Pressverschluss in 4-Punkt-Ausführung mit einem Zug	ST	190,70 €	<input type="text"/>
44176-2 44176-3	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster und großem Pressverschluss in 4-Punkt-Ausführung mit einem Zug	<input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 190,70 €	<input type="text"/>
44177	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 2-Punkt Ausführung mit zwei Zügen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 184,00 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl	
44178	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 4-Punkt-Ausführung mit zwei Zügen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 195,10 €	<input type="text"/>	
44174-1 44174-2 44174-3	Beckensicherheitsgurt mit Neopren-Polster und Magnetverschluss in 2-Punkt-Ausführung mit einem Zug	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 201,80 €	<input type="text"/>	
44172-1 44172-2 44172-3	Beckensicherheitsgurt mit Neopren-Polster und Magnetverschluss in 4-Punkt-Ausführung mit einem Zug	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 213,00 €	<input type="text"/>	
44173-1 44173-2 44173-3	Beckensicherheitsgurt mit Neopren-Polster und Magnetverschluss in 2-Punkt-Ausführung mit zwei Zügen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 206,30 €	<input type="text"/>	
44171-1 44171-2 44171-3	Beckensicherheitsgurt mit Neopren-Polster und Magnetverschluss in 4-Punkt-Ausführung mit zwei Zügen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 217,50 €	<input type="text"/>	
44190 44192 44198	Sitzhose	<input type="checkbox"/> Abstangsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> gespreizte Form <input type="checkbox"/> T-Form	ST 139,40 € 122,70 € 117,10 €	<input type="text"/>



Untere Extremitäten

46013	Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung Fußbrett in durchgehender Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 356,80 €	<input type="text"/>
46016	Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung Fußbrett in geteilter Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 430,40 €	<input type="text"/>
46210	Fußschalen aus Aluminium	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 102,60 €	<input type="text"/>
38050	Fußbankpolster inkl. Bezug in Kunstleder schwarz in 2 cm Stärke		ST 129,40 €	<input type="text"/>
46530	Fußbankerhöhung		ST 66,90 €	<input type="text"/>
46551	Fersenkante für durchgehende Fußbank (in Standardmaßen 4 cm Höhe)		ST 73,60 €	<input type="text"/>
46552	Fersenkante für geteilte Fußbank (in Standardmaßen 4 cm Höhe)		ST 116,40 €	<input type="text"/>
38040	Fersenkantenpolster inkl. Bezug in Kunstleder schwarz in 1 cm Stärke		ST 118,20 €	<input type="text"/>
38030	Wadenplatte in durchgehender Ausführung inkl. Bezug in Kunstleder schwarz (in Standardmaßen 5 cm Höhe)		ST 230,80 €	<input type="text"/>
38031	Wadenplatte in Einzel-Ausführung inkl. Bezug in Kunstleder schwarz (in Standardmaßen 5 cm Höhe)		PA 273,30 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
38020	Wadenplatte in Einzel-Ausführung	PA	273,20 €	<input type="text"/>
46410	Fußriemen aus Klett/Flausch mit Ristpolster	PA	35,70 €	<input type="text"/>
46412	Fußriemen mit Umlenkrolle und Ristpolster aus Klett/Flausch	PA	89,20 €	<input type="text"/>
46419	Fußriemen mit Rasterverstellung und Ristpolster	PA	113,70 €	<input type="text"/>
46420	Fußriemen mit Klappschnalle und Ristpolster	PA	113,70 €	<input type="text"/>
46414	Fußgamaschen ohne Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 165,00 €	<input type="text"/>
46416	Fußgamaschen mit Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 197,40 €	<input type="text"/>

Allgemein

39050	KUSCHLY Schlupfsack	Individuell gefertigt für unterschiedliche Sitzschalen	ST	556,50 €	<input type="text"/>
39050i	KUSCHLY Innensack	aus Echtfell für KUSCHLY Schlupfsack Individuell	ST	390,30 €	<input type="text"/>

Summe

zzgl. gesetzl. MwSt.

Endsumme

Notizen

<div style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <!-- Grid representation --> </div>
--

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh