

MINY[®] Sitzschalenuntergestell

HMV-Nr.: 26.99.01.1039 (mit 12"/16"-Rädern) · 26.99.01.3033 (mit 22"/24"-Rädern)

Bestellung **Kostenvoranschlag**

Name des Bestellers	Firma
Kommission/Patientenname	Ihre Bestell-Nr.
Datum	Unterschrift/Firmenstempel



MINY Sitzschalen-Untergestell

- ▶ Aluminium-Grundrahmen in leicht abduzierter Ausführung
- ▶ Sitzkantelung über eine Gasdruckfeder um ca. 35°
- ▶ Trapezadaptersaufnahme für interco-Sitzschalen mit Trapezadapter
- ▶ Sitzhöhe und Sitztiefe einstellbar
- ▶ Rücken in der Tiefe als auch im Winkel einstellbar
- ▶ Rücken nach vorne zum Transport faltbar
- ▶ Verschiedene Radgrößen in Luftbereifung oder pannensicherer Bereifung
- ▶ Lenkräder in 200x50 oder 7" verfügbar
- ▶ Farbe: gem. RAL-Karte
- ▶ Bedienungsanleitung

Technische Daten

	MINY SB 30	MINY SB 35	MINY SB 40
Gewicht inkl. Räder in der Grundausstattung (ohne Armlehnen, Kopfstütze, Fußbank)	ca. 16,5 kg	ca. 17,0 kg	ca. 18,0 kg
Rahmenbreite ohne Anbauteile (an Abduktion gemessen)	44 cm	49 cm	54 cm
Sitzbreite	30 cm	35 cm	40 cm
Sitztiefe Adapter	23-30 cm	23-30 cm	23-30 cm
Sitzhöhe vom Fußbrett min.-max.	25-39 cm	15-39 cm	7-39 cm
Gesamtbreite über alles (+ Radsturz)	50 cm (+ 5 cm)	55 cm (+ 5 cm)	60 cm (+ 5 cm)
Länge max. ohne Schiebegriff (24" Räder)	75 cm (78 cm)	75 cm (78 cm)	75 cm (78 cm)
Höhe/Länge gefaltet	52/79 cm	52/79 cm	52/79 cm
Höhe bis OK Adapterplatte min. - max.	46 - 48 cm	46 - 48 cm	46 - 48 cm
Höhe Schiebegriff min. - max.	98 - 110 cm	98 - 110 cm	98 - 110 cm
Neigungswinkel Sitzschale	-5° bis 30°	-5° bis 30°	-5° bis 30°
Kniewinkel zur Sitzfläche (Adapterplatte) - Rasterverstellung	0° bis 90°	0° bis 90°	0° bis 90°
Greifreifendurchmesser	48 cm bei 22"-Rädern · 53 cm bei 24"-Rädern		
Wenderadius	ca. 92 cm bei 22"-Rädern		
Max. Belastung	60 kg	60 kg	60 kg
Radsturz	6°	6°	6°

Preise

	SB 30	SB 35	SB 40	SB 30	SB 35	SB 40
Radgröße (bitte ankreuzen)	<input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"	<input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"	<input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"
Art.-Nr.	77010-30	77010-35	77010-40	77011-30	77011-35	77011-40
empfohlener Verkaufspreis*	2.732,10 €	2.732,10 €	2.732,10 €	2.843,60 €	2.843,60 €	2.843,60 €
Stück	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Ausstattung

Antriebsräder

- 12"-Reifen
 16"-Reifen
 22"-Reifen
 24"-Reifen
 Luftbereifung
 pannensichere Bereifung
 Leichtlaufräder

Lenkräder

- 200 × 50 mm-Räder
 Luftbereifung
 pannensichere Bereifung
 Leichtlaufräder

Lackierung

Bitte tragen Sie hier die gewünschte Lackierung ein:

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl	
					
Untere Extremitäten					
46013	Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung Fußbrett in durchgehender Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	356,80 €	<input type="text"/>
46016	Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung Fußbrett in geteilter Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	430,40 €	<input type="text"/>
46030	Wadenplatte in durchgehender Ausführung		ST	184,00 €	<input type="text"/>
46031	Bezug in Kunstleder schwarz für Wadenplatte in durchgehender Ausführung		ST	46,80 €	<input type="text"/>
46120	Wadenplatte in Einzel-Ausführung		PA	219,70 €	<input type="text"/>
46121	Bezug in Kunstleder schwarz für Wadenplatte in Einzel-Ausführung		PA	53,50 €	<input type="text"/>
46530	Fußbankerhöhung aus Kunststoff schwarz	Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	66,90 €	<input type="text"/>
46551	Fersenkante für durchgehende Fußbank	Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	73,60 €	<input type="text"/>
46552	Fersenkante für geteilte Fußbank	Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	116,40 €	<input type="text"/>
46510	Fersenkantenpolster ohne Bezug	Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	71,40 €	<input type="text"/>
46511	Bezug in Kunstleder schwarz für Fersenkantenpolster		ST	46,80 €	<input type="text"/>
46520	Fußbankpolster ohne Bezug	Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	75,80 €	<input type="text"/>
46521	Bezug in Kunstleder schwarz für Fußbankpolster		ST	53,50 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl	
46410	Fußriemen aus Klett/Flausch mit Ristpolster	PA	35,70 €	<input type="text"/>	
46411	Fußriemen aus Leder mit Ristpolster	PA	89,20 €	<input type="text"/>	
46412	Fußriemen mit Umlenkrolle und Ristpolster aus Klett/Flausch	PA	89,20 €	<input type="text"/>	
46419	Fußriemen mit Rasterverstellung und Ristpolster	PA	113,70 €	<input type="text"/>	
46420	Fußriemen mit Klappschnalle und Ristpolster	PA	113,70 €	<input type="text"/>	
46210	Fußschalen aus Aluminium	<input type="checkbox"/> Gr. 1	PA	102,60 €	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Gr. 2			
		<input type="checkbox"/> Gr. 3			
46414	Fußgamaschen ohne Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 1	PA	165,00 €	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Gr. 2			
		<input type="checkbox"/> Gr. 3			
46416	Fußgamaschen mit Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 1	PA	197,40 €	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Gr. 2			
		<input type="checkbox"/> Gr. 3			

Sonstiges Zubehör

40110	Trapezadapter zur Montage unter die Sitzschale inkl. Montagematerial	ST	180,70 €	<input type="text"/>
-------	--	----	----------	----------------------

Summe Netto

zzgl. 7 % gesetzl. MwSt.

Endsumme Bestellung

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Notizen

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

interco Group GmbH · Im Auel 50 · 53783 Eitorf · Germany · Tel. +49 2243 8807-0 · info@interco.gmbh · www.interco.gmbh

* **Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.** · Technische Änderungen vorbehalten · © interco Group GmbH, Eitorf 2021 · Stand 10/2021