

ORTHOLIGHT[®] nach Maß

HMV-Nr.: im Anmeldeverfahren

Bestellung **Kostenvoranschlag**

Name des Bestellers

Firma

Kommission/Patientenname

Ihre Bestell-Nr.

Datum

Unterschrift/Firmenstempel

ORTHOLIGHT passives, leichtes Sitzsystem

- ▶ zweiteiliger 3 mm Aluminium Grundkorpus
- ▶ verbunden über Rückenscharnier
- ▶ pulverbeschichtet in diversen RAL Farben
- ▶ mit anatomischer Grundpolsterung im Sandwichverfahren für Sitz und Rücken nach Maß
- ▶ Rücken fest verschraubt auf 90°
- ▶ optional umrüstbar auf verstellbaren Rückenwinkel
- ▶ mit hochwertigem Stoffbezug in verschiedenen Farben



Patientendaten

Name des Patienten

Geburtsdatum

männlich weiblich

Diagnose

Adresse des Patienten

Med./Therap. Einrichtung

Name des Arztes

Name des Therapeuten

Krankenkasse

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Verordnung liegt bei | <input type="checkbox"/> Verordnung folgt |
| <input type="checkbox"/> Therapeutischer Erhebungsbogen liegt bei | <input type="checkbox"/> Therapeutischer Erhebungsbogen folgt |
| <input type="checkbox"/> Digitalfotos liegen vor | <input type="checkbox"/> Digitalfotos folgen |

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Erstellung und Verwendung im Rahmen der zu entwickelnden Versorgung wird gegeben

Datum

Unterschrift

Medizinprodukte-Berater der interco GmbH

Medizinprodukte-Berater im Sanitätshaus

Sanitätshaus / Firmenstempel



Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Individuelle Maße

Bitte kreuzen Sie an: Patientenmaße Fertigungsmaße nach Körperabdruck (STL-Datei)

Bitte tragen Sie die notwendigen Maße ein:




Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Individuelle Maße

Bitte tragen Sie die notwendigen Maße ein:



Technische Daten

	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5	Größe 6
Gesamtbreite außen ohne Armlehnen	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm	46 cm	49 cm
Mögliche Rückenwinkelverstellung	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Max. Sitzbreite	26 cm	29 cm	32 cm	35 cm	38 cm	41 cm
Sitztiefe	20-25 cm	25-30 cm	30-35 cm	35-40 cm	40-45 cm	45-50 cm
Max. Rückenhöhe	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm	55 cm	60 cm


Stoffbezug / Lackierung

Bitte tragen Sie hier die gewünschte **Stoffkombination** entsprechend unserer Broschüre **STOFFMUSTER** ein:

Bitte tragen Sie hier die gewünschte **Lackierung** entsprechend unserer Farbmuster ein:



Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
Grundkonfiguration				
34501	ORTHOLIGHT Sitzschale Gr. 1	ST	2.152,20 €	<input type="text"/>
34502	ORTHOLIGHT Sitzschale Gr. 2	ST	2.152,20 €	<input type="text"/>
34503	ORTHOLIGHT Sitzschale Gr. 3	ST	2.152,20 €	<input type="text"/>
34504	ORTHOLIGHT Sitzschale Gr. 4	ST	2.208,00 €	<input type="text"/>
34505	ORTHOLIGHT Sitzschale Gr. 5	ST	2.208,00 €	<input type="text"/>
34506	ORTHOLIGHT Sitzschale Gr. 6	ST	2.208,00 €	<input type="text"/>
34510	ORTHOLIGHT Sitzschale in Sondermaßen (außerhalb der vordefinierten Größen der Außenschalen)	ST	2.676,30 €	<input type="text"/>
40110	Sitzschalenadapter Trapezform in ALULINE - Ausführung	ST	180,70 €	<input type="text"/>
40112	Trapezadapteraufnahme / Rahmen universell für PERMOBIL E-Stuhl zur Aufnahme von interco-Sitzschalen mittels Sitzschalenadapter Trapezform	ST	379,10 €	<input type="text"/>
41010	Rückenverstellung stufenlos	ST	170,60 €	<input type="text"/>
41035	Schlitze für Begurtung einarbeiten	SA	75,80 €	<input type="text"/>
				
Polsterung				
44330	Anatomische Anformung des Sitzpolsters	ST	186,20 €	<input type="text"/>
44331	Anatomische Anformung des Rückenpolsters	ST	186,20 €	<input type="text"/>
45011	Mehrpriis für Polsterung in Weichschaumtechnik nur für SITZ	ST	404,80 €	<input type="text"/>
45012	Mehrpriis für Polsterung in Weichschaumtechnik nur für RÜCKEN	ST	404,80 €	<input type="text"/>
34600	Mehrpriis für Polsterung mit einer Soft-Orthese einteilig nur für Sitz	ST	444,90 €	<input type="text"/>
34601	Mehrpriis für Polsterung mit einer Soft-Orthese einteilig nur für Rücken	ST	444,90 €	<input type="text"/>
34602	Mehrpriis für Polsterung mit einer Soft-Orthese komplett einteilig für Sitz und Rücken	ST	936,70 €	<input type="text"/>
34603	Mehrpriis für Polsterung mit einer Soft-Orthese komplett zweiteilig für Sitz und Rücken	ST	889,90 €	<input type="text"/>
45031	Polsterung für Sitzeinheit mit Relaxschaum	<input type="checkbox"/> in 1 cm Stärke <input type="checkbox"/> in 2 cm Stärke	ST 94,80 €	<input type="text"/>
45032	Polsterung für Rückeneinheit mit Relaxschaum	<input type="checkbox"/> in 1 cm Stärke <input type="checkbox"/> in 2 cm Stärke	ST 94,80 €	<input type="text"/>
45035	Partielle Polsterung mit Stifflatex für Sitz- und/oder Rückeneinheit	ST	118,20 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
47011	Nässeschutz/Coating für die komplette Sitzschale	ST	304,40 €	<input type="text"/>
47012	Nässeschutz/Coating für die Sitzeinheit	ST	152,80 €	<input type="text"/>
44340 44341	Sitzkeil <input type="checkbox"/> integriert <input type="checkbox"/> klettbar	ST	127,10 €	<input type="text"/>
44342	Bezug für Sitzkeil klettbar	ST	53,50 €	<input type="text"/>
				
Bezüge				
47020	Anti-Dekubitus-Bezug für ORTHOLIGHT-Sitzschale ohne integrierten Körperabdruck in Stoff-, Abstandsgewirke- oder Kunstleder-Ausführung	ST	381,40 €	<input type="text"/>
47025	Anti-Dekubitus-Bezug für ORTHOLIGHT-Sitzschale mit integriertem Körperabdruck in Stoff-, Abstandsgewirke- oder Kunstleder-Ausführung	ST	509,60 €	<input type="text"/>
				
Kopf				
43020	Kopfstützenhalterung in gekröpfter Ausführung	ST	108,20 €	<input type="text"/>
43022	Kopfstützenhalterung in gerader Ausführung	ST	91,40 €	<input type="text"/>
43021	Kopfstützenhalterung mit Konusverstellung	ST	179,50 €	<input type="text"/>
43046 43048	Kopfstützenhalter ALULINE in fester Ausführung inkl. 1x Universalhalter und Aufnahmeplatte ALULINE	<input type="checkbox"/> mit einem Halteelement <input type="checkbox"/> mit zwei Halteelementen	ST 268,70 € 316,70 €	<input type="text"/>
43049	Kopfstützenhalter ALULINE in seitlich verstellbarer Ausführung mit einem Halteelement und Aufnahmeplatte, inkl. 1x Universalhalter ALULINE	ST	370,20 €	<input type="text"/>
43050	Kopfstützenhalter ALULINE mit Tiefeneinstellmöglichkeit	ST	329,00 €	<input type="text"/>
43056 43058	Kopfstützenhalter ALULINE in fester Ausführung zur Aufnahme von Kopfstützen aus PU mit Kugelkopfaufnahme mit Kugelkopf sowie Aufnahmeplatte inkl. 1x Universalhalter ALULINE	<input type="checkbox"/> mit einem Halteelement <input type="checkbox"/> mit zwei Halteelementen	ST 298,90 € 345,70 €	<input type="text"/>
43010	Kopfstützenpolster Standard mit Bezug in Kunstleder schwarz	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2	ST 141,60 €	<input type="text"/>
43011	Kopfstützenpolster in Muschelform mit Bezug in Kunstleder schwarz	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2	ST 141,60 €	<input type="text"/>
43015	Kopfstützenbezug Stoff für Kopfstütze Standard- oder Muschelform zusätzlich zum Kunstleder-Bezug, leicht abnehmbar über Reißverschluss	ST	73,60 €	<input type="text"/>
43016	Echtfellbezug Kopfstütze (zusätzlich zum Kunstlederbezug)	ST	100,40 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
43017	Kopfstützenpolster mit lateralen Führungen aus PU mit Kugelkopfaufnahme <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2	ST	226,37 €	<input type="text"/>
43018	Kopfstützenpolster in Muschelform aus PU mit Kugelkopfaufnahme <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	226,40 €	<input type="text"/>
43013	Kopfstützenpolster in Sonderausführung nach individuellen Maßen ohne Bezug	ST	273,20 €	<input type="text"/>
43015-SA	Kopfstützenbezug Stoff für Kopfstütze in Sonderausführung	ST	100,40 €	<input type="text"/>



Oberkörper

44210	Rumpfführungspelotte rechts/links in fester Ausführung	ST	142,70 €	<input type="text"/>
44220	Abschwenkvorrichtung für Rumpfführungspelotte in Aluline-Ausführung	ST	220,80 €	<input type="text"/>
44250	Rumpfführungspelotte, höhen- und breitenverstellbar	ST	322,30 €	<input type="text"/>
44251	Rumpfführungspelotte, höhen- und breitenverstellbar integriert in die Rückeneinheit (diagonal verstellbar)	ST	322,30 €	<input type="text"/>
60081	Bezug für Rumpfpelotten	PA	91,40 €	<input type="text"/>
44300	LWS Anstützung integriert	ST	71,40 €	<input type="text"/>
44301	LWS-Anstützung klettbar ohne Bezug	ST	95,90 €	<input type="text"/>
44302	Bezug für LWS-Anstützung klettbar	ST	53,50 €	<input type="text"/>
44110u	Brustgurt mit Umlenkrolle <input type="checkbox"/> in Kunstleder <input type="checkbox"/> in Neopren	ST	89,20 €	<input type="text"/>
44114	Brustgurt einfache Ausführung (klettbar) <input type="checkbox"/> in Kunstleder <input type="checkbox"/> in Neopren <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	137,20 €	<input type="text"/>
44115	Brustgurt mit Überschlaglasche <input type="checkbox"/> in Kunstleder <input type="checkbox"/> in Neopren <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	155,00 €	<input type="text"/>
47130	Brustschulterpelotte Standard RV mit Steckverschluss 25 mm, festgenähten Gurten an den Schultern und Reißverschluss in der Mitte (inkl. Klappschnalle mit Befestigungsglasche zur Montage an Sitzschalen) <input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST	214,10 € 189,60 € 281,00 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl		
47131	Brustschulterpelotte VARIO mit Drehverschluss im Becken und Steckverschlüssen an den oberen Schultergurten (inkl. Klappschnalle mit Befestigungsflasche zur Montage an Sitzschalen)	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 220,80 € 196,30 € 281,00 €	<input type="text"/>	
47132	Brustschulterpelotte ABNEHMBAR mit abnehmbaren oberen Gurten mit Steckverschluss und Steckverschlüssen im Becken	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 214,10 € 196,30 € 281,00 €	<input type="text"/>	
47133	Brustschulterpelotte Standard mit Steckverschluss 25 mm und festgenähten Gurten an den Schultern (inkl. Klappschnalle mit Befestigungsflasche zur Montage an Sitzschalen)	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4	<input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST 209,60 € 161,70 € 267,60 €	<input type="text"/>	
47200	Gurtführungsbleche (inkl. Klappschnalle zur Aufnahme der Gurte) zur Montage an Schalenrändern, zwecks Führung der oberen Schultergurte und Möglichkeit der stufenlosen Höheneinstellung			SA	65,80 €	<input type="text"/>



Obere Extremitäten

42025	Armauflagen ALULINE höhen- und winkelverstellbar inkl. Armpolster PUR (nur in Verbindung mit Adduktionsführungen)			PA	310,00 €	<input type="text"/>
42010	Armauflagen höhenverstellbar (Vierkant 15x15 mm) inkl. Armpolster PUR (nur in Verbindung mit Adduktionsführungen)			PA	167,30 €	<input type="text"/>
42020	Armauflagen höhen- und winkelverstellbar (Vierkant 15x15 mm) inkl. Armpolster PUR (nur in Verbindung mit Adduktionsführungen)			PA	250,90 €	<input type="text"/>
42030	Armpolster muldenförmig oder flach ohne Bezug			PA	215,20 €	<input type="text"/>
42031	Bezug für Armpolster muldenförmig			PA	109,30 €	<input type="text"/>
44261	Oberarmbegrenzungen			PA	282,10 €	<input type="text"/>
44262	Bezug für Oberarmbegrenzungen			PA	209,60 €	<input type="text"/>
42811	Therapietisch aus Acrylglas aufsteckbar	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4		ST	322,30 € 334,50 € 345,70 € 352,40 €	<input type="text"/>
42812	in viereckiger Form mit aufgeschraubten Front- und Seitenleisten und Doppelsegmentausschnitt					
42813						
42814						
42511		Therapietisch aus Buchenholz aufsteckbar	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4		ST	262,10 € 262,10 € 274,30 € 274,30 €
42512	in viereckiger Form mit aufgeschraubten Front- und Seitenleisten und Doppelsegmentausschnitt					
42513						
42514						

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
42521			262,10 €	
42522	Therapietisch aus Buchenholz aufsteckbar		262,10 €	<input type="text"/>
42523	in halbrunder Form mit Doppelsegmentausschnitt	ST	274,30 €	<input type="text"/>
42524			274,30 €	
42810	Therapietisch aus Acrylglas mit aufgekanteten Front- und Seitenleisten nach individuellen Maßen	ST	443,80 €	<input type="text"/>
42515	Abschwenkvorrichtung für Therapietisch	ST	142,70 €	<input type="text"/>
42517	Aufsteckmechanismus für Therapietisch zum Aufstecken mit zwei Haltern	ST	174,00 €	<input type="text"/>
42610	Tischplattenpolster mit Kunstlederbezug	ST	107,00 €	<input type="text"/>
42541				
42542	Therapietisch aus Neopolen in halbrunder Ausführung			
42543	klettbar, mit zusätzlichem Befestigungsgurt,	ST	358,00 €	<input type="text"/>
42544	mit Bezug in Kunstleder			



Becken

44010	Abduktionskeil ohne Bezug verstellbar und aufsteckbar	ST	170,60 €	<input type="text"/>
44011	Abduktionskeil abklappbar ohne Bezug	ST	248,70 €	<input type="text"/>
44020	Abduktionskeil integriert inkl. Bezug	ST	94,80 €	<input type="text"/>
44025	Bezug für Abduktionskeil	ST	49,10 €	<input type="text"/>
44170u				
44170u	Becken-Sicherheitsgurt mit Umlenkrolle			
	<input type="checkbox"/> in Kunstleder schwarz	ST	90,30 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> in Neopren			
44175-1	Becken-Sicherheitsgurt Gr. 1 mit Neopren-Polster und kleinem Kunststoff-Pressverschluss in 2-Punkt-Ausführung mit einem Zug	ST	179,50 €	<input type="text"/>
44175-2				
44175-3	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster und großem Pressverschluss in 2-Punkt-Ausführung mit einem Zug	ST	179,50 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 2			
	<input type="checkbox"/> Gr. 3			
44176-1	Becken-Sicherheitsgurt Gr. 1 mit Neopren-Polster und kleinem Kunststoff-Pressverschluss in 4-Punkt-Ausführung mit einem Zug	ST	190,70 €	<input type="text"/>
44176-2				
44176-3	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster und großem Pressverschluss in 4-Punkt-Ausführung mit einem Zug	ST	190,70 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 2			
	<input type="checkbox"/> Gr. 3			
44177	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 2-Punkt Ausführung mit zwei Zügen	ST	184,00 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
	<input type="checkbox"/> Gr. 2			
	<input type="checkbox"/> Gr. 3			
44178	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 4-Punkt Ausführung mit zwei Zügen	ST	184,00 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
	<input type="checkbox"/> Gr. 2			
	<input type="checkbox"/> Gr. 3			

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
44190 44192 44198	Sitzhose <input type="checkbox"/> Abstangsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> gespreizte Form <input type="checkbox"/> T-Form	ST 139,40 € 122,70 € 117,10 €	<input type="text"/>
44046 44047 44048 44049	PELVI-LOCK 3DS Beckenretraktionsgurt mit Schnalle und Zahnriemen für Sitzschalen mit flexibler Gurtbandbefestigung	<input type="checkbox"/> Gr. XS (SB=16-24 cm) <input type="checkbox"/> Gr. S (SB=20-32 cm) <input type="checkbox"/> Gr. M (SB=30-40 cm) <input type="checkbox"/> Gr. L (SB=36-46 cm)	ST 304,40 €	<input type="text"/>
44050 44051 44052 44053	PELVI-LOCK 3DA Beckenretraktionsgurt mit verdeckter Schnalle und Zahnriemen für hohe Zugkräfte für Sitzschalen mit starrer Kunststoffbandbefestigung	<input type="checkbox"/> Gr. XS (SB=16-24 cm) <input type="checkbox"/> Gr. S (SB=20-32 cm) <input type="checkbox"/> Gr. M (SB=30-40 cm) <input type="checkbox"/> Gr. L (SB=36-46 cm)	ST 316,70 €	<input type="text"/>
44054 44055 44056 44057	PELVI-LOCK 3DAS Beckenretraktionsgurt mit verdeckter Schnalle und Zahnriemen für hohe Zugkräfte für Sitzschalen mit flexibler Gurtbandbefestigung	<input type="checkbox"/> Gr. XS (SB=16-24 cm) <input type="checkbox"/> Gr. S (SB=20-32 cm) <input type="checkbox"/> Gr. M (SB=30-40 cm) <input type="checkbox"/> Gr. L (SB=36-46 cm)	ST 316,70 €	<input type="text"/>
44061 44062 44063 44064	PELVI-LOCK 3DB Beckenretraktionsgurt mit roter Ratschenschnalle und Zahnriemen für Sitzschalen mit starrer Kunststoffbandbefestigung	<input type="checkbox"/> Gr. XS (SB=16-24 cm) <input type="checkbox"/> Gr. S (SB=20-32 cm) <input type="checkbox"/> Gr. M (SB=30-40 cm) <input type="checkbox"/> Gr. L (SB=36-46 cm)	ST 304,40 €	<input type="text"/>



Untere Extremitäten

46013	Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung Fußbrett in durchgehender Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco - Untergestelle	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 356,80 €	<input type="text"/>
-------	--	--	----------------	----------------------

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
46016	Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung Fußbrett in geteilter Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco - Untergestelle	PA	430,40 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3			
46010	Fußbank in durchgehender Ausführung mit starren Fußwinkeln und Fußführungsschlitzen	ST	218,60 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3			
46012	Fußbank in durchgehender Ausführung mit Fußwinkel-Konusverstellung und Fußführungsschlitzen	ST	310,00 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3			
46014	Fußbank in geteilter Ausführung mit Fußwinkel-Konusverstellung und Fußführungsschlitzen	PA	441,60 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3			
46015	Fußbank in geteilter Ausführung mit starren Fußwinkeln und Fußführungsschlitzen	PA	356,80 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3			
46020	Kniewinkel <input type="checkbox"/> in starrer 90° Ausführung <input type="checkbox"/> in starrer 110° Ausführung	PA	73,60 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3			
46021	Kniewinkel mit Konusverstellung	PA	158,40 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3			
46030	Wadenplatte in durchgehender Ausführung	ST	184,00 €	<input type="text"/>
46031	Bezug in Kunstleder schwarz für Wadenplatte in durchgehender Ausführung	ST	46,80 €	<input type="text"/>
46120	Wadenplatte in Einzel-Ausführung	PA	219,70 €	<input type="text"/>
46121	Bezug in Kunstleder schwarz für Wadenplatte in Einzel-Ausführung	PA	53,50 €	<input type="text"/>
46530	Fußbankerhöhung aus Kunststoff schwarz Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	66,90 €	<input type="text"/>
46551	Fersenkante für durchgehende Fußbank Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	73,60 €	<input type="text"/>
46552	Fersenkante für geteilte Fußbank Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	116,40 €	<input type="text"/>
46510	Fersenkantenpolster ohne Bezug Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	71,40 €	<input type="text"/>
46511	Bezug in Kunstleder schwarz für Fersenkantenpolster	ST	46,80 €	<input type="text"/>
46520	Fußbankpolster ohne Bezug Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	75,80 €	<input type="text"/>
46521	Bezug in Kunstleder schwarz für Fußbankpolster	ST	53,50 €	<input type="text"/>
46410	Fußriemen aus Klett/Flausch mit Ristpolster	PA	35,70 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl	
46411	Fußriemen aus Leder mit Ristpolster	PA	89,20 €	<input type="text"/>	
46412	Fußriemen mit Umlenkrolle und Ristpolster aus Klett/Flausch	PA	89,20 €	<input type="text"/>	
46419	Fußriemen mit Rasterverstellung und Ristpolster	PA	113,70 €	<input type="text"/>	
46420	Fußriemen mit Klappschnalle und Ristpolster	PA	113,70 €	<input type="text"/>	
46210	Fußschalen aus Aluminium	<input type="checkbox"/> Gr. 1	PA	102,60 €	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Gr. 2			
		<input type="checkbox"/> Gr. 3			
46414	Fußgamaschen ohne Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 1	PA	165,00 €	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Gr. 2			
		<input type="checkbox"/> Gr. 3			
46416	Fußgamaschen mit Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 1	PA	197,40 €	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Gr. 2			
		<input type="checkbox"/> Gr. 3			

Allgemein

39050	KUSCHLY Schlupfsack	Individuell gefertigt für unterschiedliche Sitzschalen	ST	556,50 €	<input type="text"/>
39050i	KUSCHLY Innensack	aus Echtfell für KUSCHLY Schlupfsack Individuell	ST	390,30 €	<input type="text"/>
60090N	Einarbeitung eines vom Kunden beigestellten Anti-Dekubituskissens in die Sitzpolsterung		ST	113,70 €	<input type="text"/>

Summe

zzgl. gesetzl. MwSt.

Endsumme

Notizen

<div style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <!-- Grid area for notes --> </div>
--

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh