

ORTHOLIGHT® Standard

HMV-Nr.: 26.11.04.0013

 Bestellung Kostenvoranschlag

Name des Bestellers

Firma

Kommission/Patientenname

Ihre Bestell-Nr.

Datum

Unterschrift/Firmenstempel

ORTHOLIGHT passives, leichtes Sitzsystem

- ▶ zweiteiliger 3 mm Aluminium Grundkorpus
- ▶ verbunden über Rückenscharnier
- ▶ pulverbeschichtet in diversen RAL Farben
- ▶ mit anatomischer Standardpolsterung im Sandwichverfahren für Sitz und Rücken
- ▶ mit zwei Rumpfführungselotten höhen- und breitenverstellbar
- ▶ Rücken fest verschraubt auf 90° – optional umrüstbar auf verstellbaren Rückenwinkel
- ▶ mit hochwertigem Stoffbezug in verschiedenen Farben



Technische Daten

	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5	Größe 6
Gewicht ohne Patient	7 kg	7,5 kg	8 kg	8,5 kg	9 kg	10 kg
Max. Belastung	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg
Gesamtbreite außen	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm	46 cm	49 cm
Rückenwinkelverstellung	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Sitzbreite	26 cm	29 cm	32 cm	35 cm	38 cm	41 cm
Sitztiefe	20-25 cm	25-30 cm	30-35 cm	35-40 cm	40-45 cm	45-50 cm
Rückenhöhe	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm	55 cm	60 cm

Art.-Nr.	34511	34512	34513	34514	34515	34516
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

empfohlener Verkaufspreis*	1.572,30 €	1.572,30 €	1.572,30 €	1.628,10 €	1.628,10 €	1.628,10 €
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Stück	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Stoffbezug / Lackierung

Bitte tragen Sie hier die gewünschte **Stoffkombination** entsprechend unserer Broschüre **STOFFMUSTER** ein:

Bitte tragen Sie hier die gewünschte **Lackierung** entsprechend unserer Farbmuster ein:

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
----------	---	----	---------	--------

Grundkonfiguration

40110	Sitzschalenadapter Trapezform in ALULINE - Ausführung	ST	180,70 €	<input type="text"/>
40112	Trapezadapteraufnahme / Rahmen universell für PERMOBIL E-Stuhl zur Aufnahme von interco-Sitzschalen mittels Sitzschalenadapter Trapezform	ST	379,10 €	<input type="text"/>
41010	Rückenverstellung stufenlos	ST	170,60 €	<input type="text"/>



Kopf

43020	Kopfstützenhalterung in gekröpfter Ausführung	ST	108,20 €	<input type="text"/>
43021	Kopfstützenhalterung mit Konusverstellung	ST	179,50 €	<input type="text"/>
43022	Kopfstützenhalterung in gerader Ausführung	ST	91,40 €	<input type="text"/>
43046	Kopfstützenhalter ALULINE in fester Ausführung	ST	268,70 €	<input type="text"/>
43048	mit Aufnahmeplatte, inkl. 1x Universalhalter ALULINE		316,70 €	
43049	Kopfstützenhalter ALULINE in seitlich verstellbarer Ausführung mit einem Halteelement und Aufnahmeplatte, inkl. 1x Universalhalter ALULINE	ST	370,20 €	<input type="text"/>
43056	Kopfstützenhalter ALULINE in fester Ausführung zur Aufnahme von	ST	298,90 €	<input type="text"/>
43058	Kopfstützen aus PU mit Kugelkopfaufnahme mit Kugelkopf sowie Aufnahmeplatte inkl. 1x Universalhalter ALULINE		345,70 €	
43010	Kopfstützenpolster Standard mit Bezug in Kunstleder schwarz	ST	141,60 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 0			
	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
43011	Kopfstützenpolster in Muschelform mit Bezug in Kunstleder schwarz	ST	141,60 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 0			
	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
43015	Kopfstützenbezug Stoff für Kopfstütze Standard- oder Muschelform zusätzlich zum Kunstleder-Bezug, leicht abnehmbar über Reißverschluss	ST	73,60 €	<input type="text"/>
43017	Kopfstützenpolster mit lateralen Führungen aus PU mit Kugelkopfaufnahme	ST	226,37 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
	<input type="checkbox"/> Gr. 2			
43018	Kopfstützenpolster in Muschelform aus PU mit Kugelkopfaufnahme	ST	226,40 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
	<input type="checkbox"/> Gr. 2			
	<input type="checkbox"/> Gr. 3			

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
----------	---	----	---------	--------



Oberkörper

44301	LWS-Anstützung klettbar ohne Bezug unter die Polsterung		ST	95,90 €	<input type="text"/>
44110u	Brustgurt mit Umlenkrolle	<input type="checkbox"/> in Kunstleder <input type="checkbox"/> in Neopren	ST	89,20 €	<input type="text"/>
44114	Brustgurt einfache Ausführung (klettbar)	<input type="checkbox"/> in Kunstleder <input type="checkbox"/> in Neopren <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	137,20 €	<input type="text"/>
44115	Brustgurt mit Überschlaglasche	<input type="checkbox"/> in Kunstleder <input type="checkbox"/> in Neopren <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	155,00 €	<input type="text"/>
47130	Brustschulterpelotte Standard RV mit Steckverschluss 25 mm, festgenähten Gurten an den Schultern und Reißverschluss in der Mitte (inkl. Klappschnalle mit Befestigungslasche zur Montage an Sitzschalen)	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST	214,10 € 189,60 € 281,00 €	<input type="text"/>
47131	Brustschulterpelotte VARIO mit Drehverschluss im Becken und Steckverschlüssen an den oberen Schultergurten (inkl. Klappschnalle mit Befestigungslasche zur Montage an Sitzschalen)	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST	220,80 € 196,30 € 281,00 €	<input type="text"/>
47132	Brustschulterpelotte ABNEHMBAR mit abnehmbaren oberen Gurten mit Steckverschluss und Steckverschlüssen im Becken	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST	214,10 € 196,30 € 281,00 €	<input type="text"/>
47133	Brustschulterpelotte Standard mit Steckverschluss 25 mm und festgenähten Gurten an den Schultern (inkl. Klappschnalle mit Befestigungslasche zur Montage an Sitzschalen)	<input type="checkbox"/> für Jungen <input type="checkbox"/> für Mädchen <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Abstandsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren	ST	209,60 € 161,70 € 267,60 €	<input type="text"/>
47200	Gurtführungsbleche (inkl. Klappschnalle zur Aufnahme der Gurte) zur Montage an Schalenrändern, zwecks Führung der oberen Schultergurte und Möglichkeit der stufenlosen Höheneinstellung		SA	65,80 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
----------	---	----	---------	--------



Obere Extremitäten

42010	Armauflagen höhenverstellbar (Vierkant 15x15 mm) inkl. Armpolster PUR (nur in Verbindung mit Adduktionsführungen)	PA	167,30 €	<input type="text"/>
42020	Armauflagen höhen- und winkelverstellbar (Vierkant 15x15 mm) inkl. Armpolster PUR (nur in Verbindung mit Adduktionsführungen)	PA	250,90 €	<input type="text"/>
42025	Armauflagen ALULINE höhen- und winkelverstellbar inkl. Armpolster PUR (nur in Verbindung mit Adduktionsführungen)	PA	310,00 €	<input type="text"/>
42811	Therapietisch aus Acrylglas aufsteckbar in viereckiger Form mit aufgeschraubten Front- und Seitenleisten und Doppelsegmentausschnitt	ST	<input type="checkbox"/> Gr. 1	322,30 €
42812			<input type="checkbox"/> Gr. 2	334,50 €
42813			<input type="checkbox"/> Gr. 3	345,70 €
42814			<input type="checkbox"/> Gr. 4	352,40 €
42511	Therapietisch aus Buchenholz aufsteckbar in viereckiger Form mit aufgeschraubten Front- und Seitenleisten und Doppelsegmentausschnitt	ST	<input type="checkbox"/> Gr. 1	262,10 €
42512			<input type="checkbox"/> Gr. 2	262,10 €
42513			<input type="checkbox"/> Gr. 3	274,30 €
42514			<input type="checkbox"/> Gr. 4	274,30 €
42521	Therapietisch aus Buchenholz aufsteckbar in halbrunder Form mit Doppelsegmentausschnitt	ST	<input type="checkbox"/> Gr. 1	262,10 €
42522			<input type="checkbox"/> Gr. 2	262,10 €
42523			<input type="checkbox"/> Gr. 3	274,30 €
42524			<input type="checkbox"/> Gr. 4	274,30 €
42515	Abschwenkvorrichtung für Therapietisch	ST	142,70 €	<input type="text"/>
42517	Aufsteckmechanismus für Therapietisch zum Aufstecken mit zwei Haltern	ST	174,00 €	<input type="text"/>
42610	Tischplattenpolster mit Kunstlederbezug	ST	107,00 €	<input type="text"/>
42710	Anti-Rutsch-Auflage für Therapietisch in transparent	ST	55,80 €	<input type="text"/>
42541	Therapietisch aus Neoplen in halbrunder Ausführung klettbar, mit zusätzlichem Befestigungsgurt, mit Bezug in Kunstleder	ST	<input type="checkbox"/> Gr. 1	358,00 €
42542			<input type="checkbox"/> Gr. 2	
42543			<input type="checkbox"/> Gr. 3	
42544			<input type="checkbox"/> Gr. 4	



Becken

44010	Abduktionskeil ohne Bezug verstellbar und aufsteckbar	ST	170,60 €	<input type="text"/>
44011	Abduktionskeil abklappbar ohne Bezug	ST	248,70 €	<input type="text"/>
44025	Bezug für Abduktionskeil	ST	49,10 €	<input type="text"/>
44170u	Becken-Sicherheitsgurt mit Umlenkrolle	ST	49,10 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> in Kunstleder schwarz			
	<input type="checkbox"/> in Neopren			
44175-1	Becken-Sicherheitsgurt Gr. 1 mit Neopren-Polster und kleinem Kunststoff-Pressverschluss in 2-Punkt-Ausführung mit einem Zug	ST	179,50 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl	
44175-2 44175-3	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster und großem Pressverschluss in 2-Punkt-Ausführung mit einem Zug	<input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 179,50 €	<input type="text"/>	
44176-1	Becken-Sicherheitsgurt Gr. 1 mit Neopren-Polster und kleinem Kunststoff-Pressverschluss in 4-Punkt-Ausführung mit einem Zug		ST 190,70 €	<input type="text"/>	
44176-2 44176-3	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster und großem Pressverschluss in 4-Punkt-Ausführung mit einem Zug	<input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 190,70 €	<input type="text"/>	
44177	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 2-Punkt Ausführung mit zwei Zügen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 184,00 €	<input type="text"/>	
44178	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 4-Punkt Ausführung mit zwei Zügen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST 195,10 €	<input type="text"/>	
44190 44192 44198	Sitzhose	<input type="checkbox"/> Abstangsgewirke <input type="checkbox"/> Kunstleder <input type="checkbox"/> Neopren <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> gespreizte Form <input type="checkbox"/> T-Form	ST 139,40 € 122,70 € 117,10 €	<input type="text"/>
44046 44047 44048 44049	PELVI-LOCK 3DS Beckenretraktionsgurt mit Schnalle und Zahnriemen für Sitzschalen mit flexibler Gurtbandbefestigung	<input type="checkbox"/> Gr. XS (SB=16-24 cm) <input type="checkbox"/> Gr. S (SB=20-32 cm) <input type="checkbox"/> Gr. M (SB=30-40 cm) <input type="checkbox"/> Gr. L (SB=36-46 cm)	ST 304,40 €	<input type="text"/>	
44050 44051 44052 44053	PELVI-LOCK 3DA Beckenretraktionsgurt mit verdeckter Schnalle und Zahnriemen für hohe Zugkräfte für Sitzschalen mit starrer Kunststoffbandbefestigung	<input type="checkbox"/> Gr. XS (SB=16-24 cm) <input type="checkbox"/> Gr. S (SB=20-32 cm) <input type="checkbox"/> Gr. M (SB=30-40 cm) <input type="checkbox"/> Gr. L (SB=36-46 cm)	ST 316,70 €	<input type="text"/>	
44054 44055 44056 44057	PELVI-LOCK 3DAS Beckenretraktionsgurt mit verdeckter Schnalle und Zahnriemen für hohe Zugkräfte für Sitzschalen mit flexibler Gurtbandbefestigung	<input type="checkbox"/> Gr. XS (SB=16-24 cm) <input type="checkbox"/> Gr. S (SB=20-32 cm) <input type="checkbox"/> Gr. M (SB=30-40 cm) <input type="checkbox"/> Gr. L (SB=36-46 cm)	ST 316,70 €	<input type="text"/>	

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
44061	PELVI-LOCK 3DB			
44062	Beckenretraktionsgurt mit roter Ratschenschlange			
44063	und Zahnriemen			
44064	für Sitzschalen mit starrer Kunststoffbandbefestigung	ST	304,40 €	<input type="text"/>

- Gr. XS (SB=16-24 cm)
- Gr. S (SB=20-32 cm)
- Gr. M (SB=30-40 cm)
- Gr. L (SB=36-46 cm)



Untere Extremitäten

46013	Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung Fußbrett in durchgehender Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle	ST	356,80 €	<input type="text"/>
46016	Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung Fußbrett in geteilter Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle	PA	430,40 €	<input type="text"/>
46010	Fußbank in durchgehender Ausführung mit starren Fußwinkeln und Fußführungsschlitzen	ST	218,60 €	<input type="text"/>
46012	Fußbank in durchgehender Ausführung mit Fußwinkel-Konusverstellung und Fußführungsschlitzen	ST	310,00 €	<input type="text"/>
46014	Fußbank in geteilter Ausführung mit Fußwinkel-Konusverstellung und Fußführungsschlitzen	PA	441,60 €	<input type="text"/>
46015	Fußbank in geteilter Ausführung mit starren Fußwinkeln und Fußführungsschlitzen	PA	356,80 €	<input type="text"/>
46020	Kniewinkel <input type="checkbox"/> in starrer 90° Ausführung <input type="checkbox"/> in starrer 110° Ausführung	PA	73,60 €	<input type="text"/>
46021	Kniewinkel mit Konusverstellung	PA	158,40 €	<input type="text"/>
46030	Wadenplatte in durchgehender Ausführung	ST	184,00 €	<input type="text"/>
46031	Bezug in Kunstleder schwarz für Wadenplatte in durchgehender Ausführung	ST	46,80 €	<input type="text"/>
46120	Wadenplatte in Einzel-Ausführung	PA	219,70 €	<input type="text"/>
46121	Bezug in Kunstleder schwarz für Wadenplatte in Einzel-Ausführung	PA	53,50 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
46530	Fußbankerhöhung aus Kunststoff schwarz Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	66,90 €	<input type="text"/>
46551	Fersenkante für durchgehende Fußbank Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	73,60 €	<input type="text"/>
46552	Fersenkante für geteilte Fußbank Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	116,40 €	<input type="text"/>
46510	Fersenkantenpolster ohne Bezug Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	71,40 €	<input type="text"/>
46511	Bezug in Kunstleder schwarz für Fersenkantenpolster	ST	46,80 €	<input type="text"/>
46520	Fußbankpolster ohne Bezug Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	75,80 €	<input type="text"/>
46521	Bezug in Kunstleder schwarz für Fußbankpolster	ST	53,50 €	<input type="text"/>
46410	Fußriemen aus Klett/Flausch mit Ristpolster	PA	35,70 €	<input type="text"/>
46411	Fußriemen aus Leder mit Ristpolster	PA	89,20 €	<input type="text"/>
46412	Fußriemen mit Umlenkrolle und Ristpolster aus Klett/Flausch	PA	89,20 €	<input type="text"/>
46419	Fußriemen mit Rasterverstellung und Ristpolster	PA	113,70 €	<input type="text"/>
46420	Fußriemen mit Klappschnalle und Ristpolster	PA	113,70 €	<input type="text"/>
46210	Fußschalen aus Aluminium <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	102,60 €	<input type="text"/>
46414	Fußgamaschen ohne Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	165,00 €	<input type="text"/>
46416	Fußgamaschen mit Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	197,40 €	<input type="text"/>

Allgemein

39050	KUSCHLY Schlupfsack Individuell gefertigt für unterschiedliche Sitzschalen	ST	556,50 €	<input type="text"/>
39050i	KUSCHLY Innensack aus Echtfell für KUSCHLY Schlupfsack Individuell	ST	390,30 €	<input type="text"/>
47111 47112 47113	KUSCHLY Regencape in Softnylon-Ausführung <input type="checkbox"/> Gr. S <input type="checkbox"/> Gr. M <input type="checkbox"/> Gr. L	ST	107,00 €	<input type="text"/>
60090N	Einarbeitung eines vom Kunden beigestellten Anti-Dekubituskissens in die Sitzpolsterung	ST	113,70 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung	Optionen	EH	Preis *	Anzahl
----------	--------------------	---------------------	----------	----	---------	--------

Summe

zzgl. gesetzl. MwSt.

Endsumme

Notizen



Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh