

ROOMY NEW EDITION[®]

HMV-Nr.: 26.99.01.0027 (mit 125 mm Rollen für Innenbereich)
 26.99.01.1028 (mit 12"-Rädern für Innen- und Außenbereich)
 26.99.01.1029 (mit 16"-Rädern für Innen- und Außenbereich)

Bestellung Kostenvoranschlag

Name des Bestellers	Firma
Kommission/Patientenname	Ihre Bestell-Nr.
Datum	Unterschrift/Firmenstempel

ROOMY Untergestell für den Innen- und Außenbereich

- ▶ in kurzer oder langer Ausführung
- ▶ für den Innenbereich und/oder Außenbereich
- ▶ inkl. Sitzhöhen- und Sitzwinkelverstellung über Gasdruckfeder
- ▶ 125 oder 100 mm Leichtlaufrollen
- ▶ alternativ 12"- oder 16"-Bereifung hinten mit 200 x 50 mm Lenkräder
- ▶ Trommelbremsen, Feststellbremsgriffe mit drei Rasten
- ▶ Trapezaufnahme zur Aufnahme von Sitzschalen mit Trapezadapter
- ▶ inkl. Schiebegriff
- ▶ pulverbeschichtet in Brillant Silber 08/G050



Technische Daten

	kurze Ausführung mit 125/100 mm Leichtlaufrollen	lange Ausführung	mit 12" Bereifung	mit 16" Bereifung
Länge maximal	800/750 mm	900/850 mm	ca. 990 mm	ca. 1040 mm
Breite maximal	600/580 mm	600/580 mm	ca. 700 mm	ca. 700 mm
Minimalhöhe Adapteroberkante	ca. 240/210 mm	ca. 240/210 mm	ca. 315 mm	ca. 315 mm
Maximalhöhe Adapteroberkante	ca. 680/650 mm	ca. 680/650 mm	ca. 750 mm	ca. 750 mm
Gesamtgewicht ohne Sitzschale	17/16 kg	17/16 kg	23 kg	24 kg
Max. Belastung (inkl. Sitzschale)	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Neigungsverstellung in mittlerer und oberer Höheneinstellung	0 bis 35° (-10 bis 25°)*	0 bis 35° (-10 bis 25°)*	0 bis 35° (-10 bis 25°)*	0 bis 35° (-10 bis 25°)*
Neigungsverstellung in unterer Höheneinstellung	bis ca. 15°	bis ca. 15°	bis ca. 15°	bis ca. 15°
Art.-Nr.	49300	49000-0505	49100-0505	49200-0505
empfohlener Verkaufspreis*	1.393,90 €	1.393,90 €	2.329,50 €	2.329,50 €
Stück	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* nach Umstecken der Haltebolzen für Gasdruckdämpfer

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
Grundkonfiguration				
49300	ROOMY NEW EDITION Sitzschalenfahrgestell in kurzer Ausführung Untergestell für den Innenbereich - mit bremsbaren Leichtlaufrollen 100/125 mm - mit Sitzhöhen- und Sitzwinkelverstellung über Gasdruckfeder	ST	1.393,90 €	<input type="text"/>
49000-0505	ROOMY NEW EDITION Sitzschalenfahrgestell in langer Ausführung - Trapezaufnahme zur Aufnahme von Sitzschalen mit Trapezadapter - Farbe: Brillant Silber 08/G050	ST	1.393,90 €	<input type="text"/>
49100-0505	ROOMY NEW EDITION Sitzschalenfahrgestell mit 12" Hinterrädern mit Trommelbremsen Untergestell für den Innen- und Außenbereich - Vorderräder 200x50, luftbereift - Schiebegriff mit Feststellbremsgriffen für Trommelbremsen - mit Sitzhöhen- und Sitzwinkelverstellung über Gasdruckfeder	ST	2.329,50 €	<input type="text"/>
49200-0505	ROOMY NEW EDITION Sitzschalenfahrgestell mit 16" Hinterrädern mit Trommelbremsen - Trapezaufnahme zur Aufnahme von Sitzschalen mit Trapezadapter - Farbe: Brillant Silber 08/G050	ST	2.329,50 €	<input type="text"/>
49390	Abnehmbarer Schiebegriff für ROOMY NEW EDITION in kurzer Ausführung für den Innenbereich (zur Montage an die Adapterplatte)	ST	423,80 €	<input type="text"/>
49500	Abnehmbarer Schiebegriff für ROOMY NEW EDITION in langer Ausführung für den Innenbereich	ST	250,90 €	<input type="text"/>
49500w	Abnehmbarer Schiebegriff mit Winkelverstellmöglichkeit in langer Ausführung für den Innenbereich mit Winkelverstellgelenk	ST	310,00 €	<input type="text"/>
49600	Zurüstung mit elektrischer Sitzhöhenverstellung für ROOMY NEW EDITION inkl. Akku-Pack und Halterung (bei ROOMY NE Indoor grundsätzlich nur in Verbindung mit zusätzlichem Schiebegriff Art. 49500 oder 49500w)	SA	1.546,70 €	<input type="text"/>



Untere Extremitäten

46013	Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung Fußbrett in durchgehender Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	356,80 €	<input type="text"/>
46016	Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung Fußbrett in geteilter Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	430,40 €	<input type="text"/>
46010	Fußbank in durchgehender Ausführung mit starren Fußwinkeln und Fußführungsschlitzen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	218,60 €	<input type="text"/>
46012	Fußbank in durchgehender Ausführung mit Fußwinkel-Konusverstellung und Fußführungsschlitzen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	310,00 €	<input type="text"/>
46014	Fußbank in geteilter Ausführung mit Fußwinkel-Konusverstellung und Fußführungsschlitzen	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	441,60 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
46015	Fußbank in geteilter Ausführung mit starren Fußwinkeln und Fußführungsschlitzen	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 356,80 €	<input type="text"/>
46020	Kniewinkel <input type="checkbox"/> in starrer 90° Ausführung <input type="checkbox"/> in starrer 110° Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 73,60 €	<input type="text"/>
46021	Kniewinkel mit Konusverstellung	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 158,40 €	<input type="text"/>
46030	Wadenplatte in durchgehender Ausführung		ST 184,00 €	<input type="text"/>
46031	Bezug in Kunstleder schwarz für Wadenplatte in durchgehender Ausführung		ST 46,80 €	<input type="text"/>
46120	Wadenplatte in Einzel-Ausführung		PA 219,70 €	<input type="text"/>
46121	Bezug in Kunstleder schwarz für Wadenplatte in Einzel-Ausführung		PA 53,50 €	<input type="text"/>
46530	Fußbankerhöhung aus Kunststoff schwarz <input type="text"/> Maßangabe in cm		ST 66,90 €	<input type="text"/>
46551	Fersenkante für durchgehende Fußbank <input type="text"/> Maßangabe in cm		ST 73,60 €	<input type="text"/>
46552	Fersenkante für geteilte Fußbank <input type="text"/> Maßangabe in cm		ST 116,40 €	<input type="text"/>
46510	Fersenkantenpolster ohne Bezug <input type="text"/> Maßangabe in cm		ST 71,40 €	<input type="text"/>
46511	Bezug in Kunstleder schwarz für Fersenkantenpolster		ST 46,80 €	<input type="text"/>
46520	Fußbankpolster ohne Bezug <input type="text"/> Maßangabe in cm		ST 75,80 €	<input type="text"/>
46521	Bezug in Kunstleder schwarz für Fußbankpolster		ST 53,50 €	<input type="text"/>
46410	Fußriemen aus Klett/Flausch mit Ristpolster		PA 35,70 €	<input type="text"/>
46411	Fußriemen aus Leder mit Ristpolster		PA 89,20 €	<input type="text"/>
46412	Fußriemen mit Umlenkrolle und Ristpolster aus Klett/Flausch		PA 89,20 €	<input type="text"/>
46419	Fußriemen mit Rasterverstellung und Ristpolster		PA 113,70 €	<input type="text"/>
46420	Fußriemen mit Klappschnalle und Ristpolster		PA 113,70 €	<input type="text"/>
46210	Fußschalen aus Aluminium	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 102,60 €	<input type="text"/>
46414	Fußgamaschen ohne Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 165,00 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
46416	Fußgamaschen mit Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung	PA	197,40 €	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
	<input type="checkbox"/> Gr. 2			
	<input type="checkbox"/> Gr. 3			

Summe

zzgl. gesetzl. MwSt.

Endsumme

Notizen

--

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh