

# SIMPLY<sup>®</sup> LIGHT

HMV-Nr.: 26.99.01.1034 mit 12" Rädern · 26.99.01.1035 mit 16" Rädern · 26.99.01.3026 mit 22" Rädern · 26.99.01.3027 mit 24" Rädern

Bestellung       Kostenvoranschlag

Name des Bestellers	Firma
Kommission/Patientenname	Ihre Bestell-Nr.
Datum	Unterschrift/Firmenstempel

## SIMPLY LIGHT leichtes Untergestell

- ▶ aus Aluminium in leichter Ausführung mit abduziertem Rahmen
- ▶ mit 12"/16"/22"/24"-Rädern mit Steckachsen, Trommelbremsen
- ▶ 200x50 Vorderräder
- ▶ inkl. Sitzschalenaufnahme Trapez mit Tiefeneinstellung
- ▶ Sitzkantelung über Gasdruckfeder um ca. 35°
- ▶ Rückenwinkelverstellung manuell oder optional über Gasdruckfederverstellung
- ▶ Festsellbremsgriffe, höhen- u. winkelverstellbarem Schiebegriff
- ▶ schwenkbare Stützrollen, Ankipphilfe
- ▶ faltbar für Transport
- ▶ Radstandsveränderung



## Technische Daten

	SB 35	SB 35	SB 40	SB 40	SB 45	SB 45
Bereifung	12"/16"	22"/24"	12"/16"	22"/24"	12"/16"	22"/24"
Länge max.	80 cm	80 cm	80 cm	83 cm	80 cm	83 cm
Breite über alles	49 cm	57 cm	54 cm	62 cm	59 cm	67 cm
Höhe bis Oberkante Adapterplatte	50,5 cm	50,5 cm	50,5 cm	50,5 cm	50,5 cm	50,5 cm
Höhe Schiebegriff min. (Sitzwinkel 90°, Schiebegriff 90°)	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm
Höhe Schiebegriff max. (Sitzwinkel 90°, Schiebegriff 90°)	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm

## Preise

	SB 35	SB 40	SB 40	SB 45	SB 45
<b>Produktkonfiguration</b>	mit einer Gasdruckfeder	mit einer Gasdruckfeder	mit zwei Gasdruckfedern	mit einer Gasdruckfeder	mit zwei Gasdruckfedern
Art.-Nr.	74960-35	74960-40/1	74960-40/2	74960-45/1	74960-45/2
<b>empfohlener Verkaufspreis*</b>	<b>2.341,80 €</b>	<b>2.453,30 €</b>	<b>2.620,60 €</b>	<b>2.564,80 €</b>	<b>2.843,60 €</b>
Stück	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

## Ausstattung

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 12"-Reifen          | <input type="checkbox"/> 16"-Reifen           | <input type="checkbox"/> 22"-Reifen                    | <input type="checkbox"/> 24"-Reifen                     |
| <input type="checkbox"/> Luftbereifung vorne | <input type="checkbox"/> Luftbereifung hinten | <input type="checkbox"/> pannensichere Bereifung vorne | <input type="checkbox"/> pannensichere Bereifung hinten |

## Lackierung

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Brillant Silber 08/6050 | <input type="checkbox"/> Schwarz Glänzend 08/9005G | <input type="checkbox"/> Lasur Rot 08/0300 | <input type="checkbox"/> weitere Farben auf Anfrage: |
|--|--|--|--|

\_\_\_\_\_  
RAL/Farbnummer

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung   Artikelbeschreibung   Optionen	EH	Preis *	Anzahl
----------	---	----	---------	--------

## Zubehör

75009	<b>Kniehebelbremse für SIMPLY LIGHT</b>	PA	368,00 €	<input type="text"/>
75008	<b>Stützrollen, über Fußdruck wegschwenkbar für SIMPLY LIGHT</b>	PA	279,00 €	<input type="text"/>
75002-35	<b>Stufenlose Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder für SIMPLY LIGHT in Sitzbreite 35 cm in Kombination mit ERGOLINE</b> <small>(Kombinationsmöglichkeiten mit Artikel-Nr. 40211 + 40213 oder 41041 + 40110)</small>	ST	573,20 €	<input type="text"/>
75002-40/45	<b>Stufenlose Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder für SIMPLY LIGHT in Sitzbreite 40 oder 45 cm in Kombination mit ERGOLINE</b> <small>(Kombinationsmöglichkeiten mit Artikel-Nr. 40211 + 40213 oder 41041 + 40110)</small>	ST	573,20 €	<input type="text"/>



## Untere Extremitäten

75013	<b>Fußbanksystem an Mittelsäule höhen- und winkelverstellbar</b> Fußplatte nach hinten hochklappbar	<input type="checkbox"/> Gr. 0 (für SB 35) <input type="checkbox"/> Gr. 1 (für SB 40) <input type="checkbox"/> Gr. 2 (für SB 40) <input type="checkbox"/> Gr. 3 (für SB 45)	ST	584,30 €	<input type="text"/>
46013	<b>Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung</b> Fußbrett in durchgehender Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	356,80 €	<input type="text"/>
46016	<b>Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung</b> Fußbrett in geteilter Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	430,40 €	<input type="text"/>
46010	<b>Fußbank in durchgehender Ausführung mit starren Fußwinkeln und Fußführungsschlitzen</b>	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	218,60 €	<input type="text"/>
46012	<b>Fußbank in durchgehender Ausführung mit Fußwinkel-Konusverstellung und Fußführungsschlitzen</b>	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	310,00 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung   Artikelbeschreibung   Optionen	EH	Preis *	Anzahl
46014	Fußbank in geteilter Ausführung mit Fußwinkel-Konusverstellung und Fußführungsschlitzen	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 441,60 €	<input type="text"/>
46015	Fußbank in geteilter Ausführung mit starren Fußwinkeln und Fußführungsschlitzen	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 356,80 €	<input type="text"/>
46020	Kniewinkel <input type="checkbox"/> in starrer 90° Ausführung <input type="checkbox"/> in starrer 110° Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 73,60 €	<input type="text"/>
46021	Kniewinkel mit Konusverstellung	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 158,40 €	<input type="text"/>
46030	Wadenplatte in durchgehender Ausführung		ST 184,00 €	<input type="text"/>
46031	Bezug in Kunstleder schwarz für Wadenplatte in durchgehender Ausführung		ST 46,80 €	<input type="text"/>
46120	Wadenplatte in Einzel-Ausführung		PA 219,70 €	<input type="text"/>
46121	Bezug in Kunstleder schwarz für Wadenplatte in Einzel-Ausführung		PA 53,50 €	<input type="text"/>
46530	Fußbankerhöhung aus Kunststoff schwarz <input type="checkbox"/> Maßangabe in cm <input type="text"/>		ST 66,90 €	<input type="text"/>
46551	Fersenkante für durchgehende Fußbank <input type="checkbox"/> Maßangabe in cm <input type="text"/>		ST 73,60 €	<input type="text"/>
46552	Fersenkante für geteilte Fußbank <input type="checkbox"/> Maßangabe in cm <input type="text"/>		ST 116,40 €	<input type="text"/>
46510	Fersenkantenpolster ohne Bezug <input type="checkbox"/> Maßangabe in cm <input type="text"/>		ST 71,40 €	<input type="text"/>
46511	Bezug in Kunstleder schwarz für Fersenkantenpolster		ST 46,80 €	<input type="text"/>
46520	Fußbankpolster ohne Bezug <input type="checkbox"/> Maßangabe in cm <input type="text"/>		ST 75,80 €	<input type="text"/>
46521	Bezug in Kunstleder schwarz für Fußbankpolster		ST 53,50 €	<input type="text"/>
46410	Fußriemen aus Klett/Flausch mit Ristpolster		PA 35,70 €	<input type="text"/>
46411	Fußriemen aus Leder mit Ristpolster		PA 89,20 €	<input type="text"/>
46412	Fußriemen mit Umlenkrolle und Ristpolster aus Klett/Flausch		PA 89,20 €	<input type="text"/>
46419	Fußriemen mit Rasterverstellung und Ristpolster		PA 113,70 €	<input type="text"/>
46420	Fußriemen mit Klappschnalle und Ristpolster		PA 113,70 €	<input type="text"/>
46210	Fußschalen aus Aluminium	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 102,60 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung   Artikelbeschreibung   Optionen	EH	Preis *	Anzahl
46414	Fußgamaschen ohne Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 165,00 €	<input type="text"/>
46416	Fußgamaschen mit Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA 197,40 €	<input type="text"/>

## Zubehör

75003-12 75003-16 75003-22 75003-24	Radschützer inkl. Montagematerial	<input type="checkbox"/> für SIMPLY LIGHT 12" <input type="checkbox"/> für SIMPLY LIGHT 16" <input type="checkbox"/> für SIMPLY LIGHT 22" <input type="checkbox"/> für SIMPLY LIGHT 24"	PA 278,80 €	<input type="text"/>
75004-12 75004-16 75004-22 75004-24	Speichenschützer in transparent	<input type="checkbox"/> für SIMPLY LIGHT 12" <input type="checkbox"/> für SIMPLY LIGHT 16" <input type="checkbox"/> für SIMPLY LIGHT 22" <input type="checkbox"/> für SIMPLY LIGHT 24"	PA 142,70 €	<input type="text"/>
75007	Steckachsen für Vorderräder für SIMPLY LIGHT		PA 141,60 €	<input type="text"/>
75017	Feststellung Lenkräder für SIMPLY LIGHT		SA 200,70 €	<input type="text"/>

Summe


zzgl. gesetzl. MwSt.

Endsumme

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

## Notizen



**Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29**

**Per Mail an: [info@interco.gmbh](mailto:info@interco.gmbh)**

interco Group GmbH · Im Auel 50 · 53783 Eitorf · Germany · Tel. +49 2243 8807-0 · [info@interco.gmbh](mailto:info@interco.gmbh) · [www.interco.gmbh](http://www.interco.gmbh)

\* **Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.** · Technische Änderungen vorbehalten · © interco Group GmbH, Eitorf 2021 · Stand 10/2021