

SIMPLY®

HMV-Nr.: 26.99.01.1006 (bei 12" und 16"-Bereifung) / 26.99.01.3005 (bei 22" und 24"-Bereifung)

Bestellung **Kostenvoranschlag**

Name des Bestellers	Firma
Kommission/Patientenname	Ihre Bestell-Nr.
Datum	Unterschrift/Firmenstempel

SIMPLY funktionelles Untergestell

- ▶ mit 12"/16"/22"/24"- Rädern, luftbereift oder mit pannensicherer Bereifung (ohne Aufpreis)
- ▶ Trommelbremsen, Feststellbremsgriffe
- ▶ inkl. Sitzschalenaufnahme Trapez
- ▶ Tiefeneinstellung des Sitzschalenadapters
- ▶ Sitzkantelung über eine Gasdruckfeder (SB 35 und SB 40) oder Sitzkantelung über zwei Gasdruckfedern (SB 40 und SB 45) um ca. 35°
- ▶ Rückenwinkelverstellung manuell
- ▶ höhen- und winkelverstellbarem Schiebegriff
- ▶ schwenkbaren Stützrollen



Technische Daten

	SB 35	SB 35	SB 40	SB 40	SB 45	SB 45
Bereifung	12"/16"	22"/24"	12"/16"	22"/24"	12"/16"	22"/24"
Länge max.	86 cm	91 cm	86 cm	91 cm	86 cm	91 cm
Breite über alles	55 cm	59 cm	60 cm	64 cm	65 cm	69 cm
Höhe bis Oberkante Adapterplatte	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Höhe Schiebegriff min. (Sitzwinkel 90°, Schiebegriff 90°)	93 cm	93 cm	93 cm	93 cm	93 cm	93 cm
Höhe Schiebegriff max. (Sitzwinkel 90°, Schiebegriff 90°)	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm

Preise

	SB 35	SB 40	SB 40	SB 45	Sondersitzbreite
Produktkonfiguration	mit einer Gasdruckfeder	mit einer Gasdruckfeder	mit zwei Gasdruckfedern	mit zwei Gasdruckfedern	Sitzbreite _____
Art.-Nr.	74600-35	74600-40/1	74600-40/2	74600-45/2	74910-73008
empfohlener Verkaufspreis*	2.453,30 €	2.676,30 €	2.787,80 €	2.787,80 €	3.568,40 €
Stück	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Ausstattung

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 12"-Reifen | <input type="checkbox"/> 16"-Reifen | <input type="checkbox"/> 22"-Reifen | <input type="checkbox"/> 24"-Reifen |
| <input type="checkbox"/> Luftbereifung vorne | <input type="checkbox"/> Luftbereifung hinten | <input type="checkbox"/> pannensichere Bereifung vorne | <input type="checkbox"/> pannensichere Bereifung hinten |

Lackierung

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Brillant Silber 08/6050 | <input type="checkbox"/> Schwarz Glänzend 08/9005G | <input type="checkbox"/> Lasur Rot 08/0300 | <input type="checkbox"/> weitere Farben auf Anfrage: |
|--|--|--|--|

RAL/Farbnummer

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
----------	---	----	---------	--------

Grundkonfiguration

73030	Stabilisator für SIMPLY-Oberrahmen, feststellbar	SA	381,40 €	<input type="text"/>
73014	Ankipphilfe	ST	155,00 €	<input type="text"/>
73009	Kniehebelbremse für SIMPLY	PA	327,90 €	<input type="text"/>
73090-35	Stufenlose Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder für SIMPLY in Sitzbreite 35 cm in Kombination mit ERGOLINE <small>(Kombinationsmöglichkeiten mit Artikel-Nr. 40211 + 40213 oder 41041 + 40110)</small>	ST	573,20 €	<input type="text"/>
73090-40/45	Stufenlose Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder für SIMPLY in Sitzbreite 40 cm oder 45 cm in Kombination mit ERGOLINE <small>(Kombinationsmöglichkeiten mit Artikel-Nr. 40211 + 40213 oder 41041 + 40110)</small>	ST	573,20 €	<input type="text"/>
73005	Distanzblock/Radstandverbreiterung für Lenkräder SIMPLY	PA	152,80 €	<input type="text"/>
73007	Stützrollen, über Fußdruck wegschwenkbar für SIMPLY	PA	279,90 €	<input type="text"/>



Untere Extremitäten

73012	Fußbanksystem an Mittelsäule höhen- und winkelverstellbar Fußplatte nach hinten hochklappbar	<input type="checkbox"/> Gr. 0 (für SB 35) <input type="checkbox"/> Gr. 1 (für SB 40) <input type="checkbox"/> Gr. 2 (für SB 40) <input type="checkbox"/> Gr. 3 (für SB 45)	ST	584,30 €	<input type="text"/>
46013	Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung Fußbrett in durchgehender Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	356,80 €	<input type="text"/>
46016	Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung Fußbrett in geteilter Ausführung, Fußbrett in schwarz beschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	430,40 €	<input type="text"/>
46010	Fußbank in durchgehender Ausführung mit starren Fußwinkeln und Fußführungsschlitzen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	218,60 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
46012	Fußbank in durchgehender Ausführung mit Fußwinkel-Konusverstellung und Fußführungsschlitzen <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	ST	310,00 €	<input type="text"/>
46014	Fußbank in geteilter Ausführung mit Fußwinkel-Konusverstellung und Fußführungsschlitzen <input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	441,60 €	<input type="text"/>
46015	Fußbank in geteilter Ausführung mit starren Fußwinkeln und Fußführungsschlitzen <input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	356,80 €	<input type="text"/>
46020	Kniewinkel <input type="checkbox"/> in starrer 90° Ausführung <input type="checkbox"/> in starrer 110° Ausführung <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	73,60 €	<input type="text"/>
46021	Kniewinkel mit Konusverstellung <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	158,40 €	<input type="text"/>
46030	Wadenplatte in durchgehender Ausführung	ST	184,00 €	<input type="text"/>
46031	Bezug in Kunstleder schwarz für Wadenplatte in durchgehender Ausführung	ST	46,80 €	<input type="text"/>
46120	Wadenplatte in Einzel-Ausführung	PA	219,70 €	<input type="text"/>
46121	Bezug in Kunstleder schwarz für Wadenplatte in Einzel-Ausführung	PA	53,50 €	<input type="text"/>
46530	Fußbankerhöhung aus Kunststoff schwarz Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	66,90 €	<input type="text"/>
46551	Fersenkante für durchgehende Fußbank Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	73,60 €	<input type="text"/>
46552	Fersenkante für geteilte Fußbank Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	116,40 €	<input type="text"/>
46510	Fersenkantenpolster ohne Bezug Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	71,40 €	<input type="text"/>
46511	Bezug in Kunstleder schwarz für Fersenkantenpolster	ST	46,80 €	<input type="text"/>
46520	Fußbankpolster ohne Bezug Maßangabe in cm <input type="text"/>	ST	75,80 €	<input type="text"/>
46521	Bezug in Kunstleder schwarz für Fußbankpolster	ST	53,50 €	<input type="text"/>
46410	Fußriemen aus Klett/Flausch mit Ristpolster	PA	35,70 €	<input type="text"/>
46411	Fußriemen aus Leder mit Ristpolster	PA	89,20 €	<input type="text"/>
46412	Fußriemen mit Umlenkrolle und Ristpolster aus Klett/Flausch	PA	89,20 €	<input type="text"/>
46419	Fußriemen mit Rasterverstellung und Ristpolster	PA	113,70 €	<input type="text"/>
46420	Fußriemen mit Klappschnalle und Ristpolster	PA	113,70 €	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
46210	Fußschalen aus Aluminium <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	102,60 €	<input type="text"/>
46414	Fußgamaschen ohne Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	165,00 €	<input type="text"/>
46416	Fußgamaschen mit Vorfußfixierung in Neopren-Ausführung <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	PA	197,40 €	<input type="text"/>

Zubehör

73004	Steckachsen für Vorderräder für SIMPLY	PA	141,60 €	<input type="text"/>
73035	Feststellung Lenkräder	SA	200,70 €	<input type="text"/>
73001-12 73001-16 73001-22 73001-24	Radschützer inkl. Montagematerial <input type="checkbox"/> für SIMPLY 12" <input type="checkbox"/> für SIMPLY 16" <input type="checkbox"/> für SIMPLY 22" <input type="checkbox"/> für SIMPLY 24"	PA	250,90 €	<input type="text"/>
73002-12 73002-16 73002-22 73002-24	Speichenschützer transparent <input type="checkbox"/> für SIMPLY 12" <input type="checkbox"/> für SIMPLY 16" <input type="checkbox"/> für SIMPLY 22" <input type="checkbox"/> für SIMPLY 24"	PA	142,70 €	<input type="text"/>

Summe

zzgl. gesetzl. MwSt.

Endsumme

Notizen

--

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh