

SKIPPY®

HiMi-Nr.: 26.11.05.0001

Bestellung **Kostenvoranschlag**

Name des Bestellers

Firma

Kommission/Patientenname

Ihre Bestell-Nr.

Datum

Unterschrift/Firmenstempel

SKIPPY einstellbarer, dynamischer Therapiestuhl

- ▶ mit integrierter, einstellbarer Abduktion & Windschlag
- ▶ dynamische Rückenlehne stufenlos einstellbar / feststellbar
- ▶ stufenlos einstellbarer Rückenverlängerung
- ▶ stufenlos einstellbarer Sitztiefenverlängerung
- ▶ stufenlos einstellbare Sitzbreitenverstellung
- ▶ höhen- und breitenverstellbare Rumpfführungspelotten
- ▶ Sitzhöhen- und Sitzwinkelverstellung über Gasdruckfeder
- ▶ 75 mm Leichtlaufrollen mit Feststeller
- ▶ abnehmbarer / waschbarer Bezug in diversen Farben und Schriftzug SKIPPY in Untergestell Farbe
- ▶ durchgehendes oder geteiltes Fußbanksystem



Technische Daten

	Größe 1	Größe 1	Größe 2	Größe 2
Fußbanksystem	durchgehend	geteilt	durchgehend	geteilt
maximale Belastung	20 kg	20 kg	25 kg	25 kg
max. Gesamtbreite Sitzschale außen (ohne Armlehnen)	28 - 35 cm	28 - 35 cm	35 - 42 cm	35 - 42 cm
Abduktionswinkel	-10° bis + 20°	-10° bis + 20°	-10° bis + 20°	-10° bis + 20°
Rückenwinkelverstellung	-10° bis + 30°	-10° bis + 30°	-10° bis + 30°	-10° bis + 30°
Sitzbreite	20 - 27 cm	20 - 27 cm	27 - 34 cm	27 - 34 cm
Sitztiefe	20 - 27 cm	20 - 27 cm	27 - 34 cm	27 - 34 cm
Rückenhöhe	30 - 37 cm	30 - 37 cm	37 - 44 cm	37 - 44 cm
Höhe Rumpfführungen ab Sitzpolster	23 - 28 cm	23 - 28 cm	30 - 35 cm	30 - 35 cm
Breite zwischen Rumpfführungen	12 - 19 cm	12 - 19 cm	19 - 26 cm	19 - 26 cm
Sitzkantelung	bis 30°	bis 30°	bis 30°	bis 30°
Gesamtbreite	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Gesamtlänge	max. 80 cm	max. 80 cm	max. 80 cm	max. 80 cm
Sitzhöhe (ohne Fußbank)	30 - 70 cm	30 - 70 cm	30 - 70 cm	30 - 70 cm
Gesamthöhe (ohne Kopfstütze)	60 - 100 cm	60 - 100 cm	60 - 100 cm	60 - 100 cm
Art.-Nr.	62500-1	62500-1g	62500-2	62500-2g
empfohlener Verkaufspreis *	2.539,20 €	2.697,90 €	2.750,80 €	2.909,50 €
Stück	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29


Per Mail an: info@interco.gmbh

Lackierung und Stoffbezug

Optionen Lackierung		Optionen Stoffbezug	
<input type="checkbox"/> Verkehrsweiß	RAL9016	<input type="checkbox"/> DOTS Red	HW10907-12
<input type="checkbox"/> Leuchtgrün	RAL6038	<input type="checkbox"/> DOTS Black	HW10907-18
<input type="checkbox"/> Tiefschwarz Matt	RAL9005M	<input type="checkbox"/> DOTS Blue	HW10907-13
<input type="checkbox"/> Telemagenta	RAL4010	<input type="checkbox"/> UNI Green	HW10907-26
<input type="checkbox"/> Perlnacht Blau	RAL5026	<input type="checkbox"/> UNI Purple	HW10907-23
<input type="checkbox"/> Sonderlackierung	Art.-Nr. 39210	Aufpreis	340,10 €
		<input type="checkbox"/> Anderer Stoff	_____ Aufpreis 158,70 €


Außen ist der Stoffbezug des SKIPPY standardmäßig in UNI Black; für den Innenbereich wählen Sie bitte aus den folgenden Optionen.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
----------	---	----	---------	--------

Bezüge				
				
62505-1 62505-2	Wechselbezug komplett für SKIPPY Sitz- und Rückenbezug in verschiedenen Ausführungen Seitenteile in verschiedenen Farben	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2	SA	286,60 € <input type="text"/>
62502	Nässeschutz / Coating für die komplette Sitzschale		ST	304,40 € <input type="text"/>
62503	Nässeschutz / Coating für die Sitzeinheit inklusive Adduktionsführungen		ST	152,80 € <input type="text"/>

Kopf				
				
62544	Kopfstützenhalter ALULINE für SKIPPY Gr. 1-2 in fester Ausführung und mit einem Halteelement inklusive Universalhalter		ST	268,70 € <input type="text"/>
62543	Kopfstützenhalter ALULINE für SKIPPY Gr. 1-2 mit Tiefeneinstellmöglichkeit inklusive Universalhalter		ST	328,00 € <input type="text"/>
62545-0 62545-1	Kopfstützenpolster Standard mit abnehmbarem Stoffbezug wie Seitenteile SKIPPY oder in schwarzem Kunstlederbezug	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1	ST	141,60 € <input type="text"/>
62546-0 62546-1	Kopfstützenpolster Muschelform mit abnehmbarem Stoffbezug wie Seitenteile SKIPPY oder in schwarzem Kunstlederbezug	<input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1	ST	141,60 € <input type="text"/>

Oberkörper				
				
62550-1 62550-2	Brustschulterpelotte in Neopren-Ausführung für Jungen oder Mädchen inkl. Befestigungsmaterialien und Gurtführungsblechen	<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2	ST	320,00 € <input type="text"/>

Obere Extremitäten				
				
62508-1 62508-2	Oberarmbegrenzungen inklusive Bezug	<input type="checkbox"/> Gr. 1 für SKIPPY Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 für SKIPPY Gr. 2	PA	267,60 € <input type="text"/>

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
62510-1	Armauflagen ALULINE höhen- und winkelverstellbar	PA	312,10 €	<input type="text"/>
62510-2	inklusive Universalhalter und Distanzplatte mit aufklebbarem Polster			
		<input type="checkbox"/> Gr. 1 für SKIPPY Gr. 1		
		<input type="checkbox"/> Gr. 2 für SKIPPY Gr. 2		
62580-1	Therapietisch aus Acryl	ST	338,60 €	<input type="text"/>
62580-2	inklusive einstellbarer Therapietischhalterung			
		<input type="checkbox"/> Gr. 1 für SKIPPY Gr. 1		
		<input type="checkbox"/> Gr. 2 für SKIPPY Gr. 2		
62581-1	Therapietischpolster	ST	179,90 €	<input type="text"/>
62581-2	inklusive Bezug			
		<input type="checkbox"/> Gr. 1 für Therapietisch Gr. 1		
		<input type="checkbox"/> Gr. 2 für Therapietisch Gr. 2		
62509-1	Rumpfführungspelotten abklappbar	ST	312,10 €	<input type="text"/>
62509-2	höhen- und breitenverstellbar inklusive Polster und Bezug			
		<input type="checkbox"/> Gr. 1		
		<input type="checkbox"/> Gr. 2		
62507-1	Rumpfführungspelotten steckbar	ST	312,10 €	<input type="text"/>
62507-2	höhen- und breitenverstellbar inklusive Polster und Bezug			
		<input type="checkbox"/> Gr. 1		
		<input type="checkbox"/> Gr. 2		



Becken

62540	Abduktionskeil verstellbar und steckbar	inklusive Bezug	ST	238,10 €	<input type="text"/>
62541	Bezug für Abduktionskeil verstellbar und steckbar			49,70 €	<input type="text"/>
62559-0	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 2-Punkt Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 0	ST	190,40 €	<input type="text"/>
62559-1	und Gurtband 25 mm mit zwei Zügen für SKIPPY Gr. 1 und 2	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
62563-0	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 4-Punkt Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 0	ST	190,40 €	<input type="text"/>
62563-1	und Gurtband 25 mm mit zwei Zügen für SKIPPY Gr. 1 und 2	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
62559-0m	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 2-Punkt Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 0	ST	211,60 €	<input type="text"/>
62559-1m	und Gurtband 25 mm mit zwei Zügen mit Magnetverschluss für SKIPPY Gr. 1 und 2	<input type="checkbox"/> Gr. 1			
62563-0m	Becken-Sicherheitsgurt mit Neopren-Polster in 4-Punkt Ausführung	<input type="checkbox"/> Gr. 0	ST	211,60 €	<input type="text"/>
62563-1m	und Gurtband 25 mm mit zwei Zügen mit Magnetverschluss für SKIPPY Gr. 1 und 2	<input type="checkbox"/> Gr. 1			



Untere Extremitäten

62513-1	Fußbankpolster für Fußbank durchgehend	<input type="checkbox"/> Gr. 1	ST	122,70 €	<input type="text"/>
62513-2	inklusive Bezug in Kunstleder Schwarz	<input type="checkbox"/> Gr. 2			
62512-1	Fußbankpolster für Fußbank geteilt	<input type="checkbox"/> Gr. 1	PA	132,30 €	<input type="text"/>
62512-2	inklusive Bezug in Kunstleder Schwarz	<input type="checkbox"/> Gr. 2			
62514-1	Fersenkante für Fußbank durchgehend	<input type="checkbox"/> Gr. 1	ST	84,60 €	<input type="text"/>
62514-2	inklusive Polster und Bezug in Kunstleder schwarz	<input type="checkbox"/> Gr. 2			
62514-1g	Fersenkante für Fußbank geteilt	<input type="checkbox"/> Gr. 1	PA	116,40 €	<input type="text"/>
62514-2g	inklusive Polster und Bezug in Kunstleder schwarz	<input type="checkbox"/> Gr. 2			
62570-0	Fußgamaschen aus Neopren ohne Vorfußfixierung	<input type="checkbox"/> Gr. 0	PA	165,00 €	<input type="text"/>
62570-1		<input type="checkbox"/> Gr. 1			

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung Optionen	EH	Preis *	Anzahl
62571-0 62571-1	Fußgamaschen aus Neopren mit Vorfußfixierung <input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1	PA	197,40 €	<input type="text"/>
62516-1 62516-2	Wadenplatte für Fußbank durchgehend inklusive Bezug in Kunstleder schwarz <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2	ST	174,60 €	<input type="text"/>
62516-1g 62516-2g	Wadenplatte für Fußbank geteilt inklusive Bezug in Kunstleder schwarz <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2	PA	208,40 €	<input type="text"/>

Sonderausstattung

So

62564	Doppelenkrollen 100 mm für SKIPPY Gr. 1 und 2, alle 4 Rollen inklusive Feststellung	SA	132,30 €	<input type="text"/>
62501	Schiebegriff winkelverstellbar für SKIPPY Gr. 1 und 2	ST	386,20 €	<input type="text"/>

Summe

zzgl. gesetzl. MwSt.

Endsumme

Notizen

Grid area for notes.

Per Fax an: +49 (0) 2243/8807-29

Per Mail an: info@interco.gmbh